

## **HITNA OBAVIJEST O SIGURNOSTI PROIZVODA**

**Komercijalni naziv:** (Za komercijalni naziv i sve pojedinosti vidjeti Privitak 3)

**Datum izdanja:** 20 rujna 2019.  
Rev. 1

**Revizija br.:**  Izvorna obavijest     Revidirana obavijest

**Referenca/REF br.:** Vidjeti Privitak 3: Popis proizvoda

**FSCA ref.:** 2019-006MA

**Vrsta radnje:** Obavijest za kupca

**E-pošta Korisničke službe FSCA:** **Distributeri, trgovci na malo, trgovci na veliko:**  
Stericycle  
Phone: 44 20 8089 3767  
E-Mail: Convatec2p@stericycle.com

**Krajnji korisnici:**  
Obratite se lokalnom distributeru

**Imajte na umu da se ova radnja odnosi samo na određene šifre proizvoda i lotove gore navedenih proizvoda.**

|  |  |
|--|--|
| <b>OPIS PROBLEMA</b>                       | <p>Tvrtka ConvaTec je dragovoljno pokrenula Sigurnosno-korektivnu radnju na terenu (FSCA) u obliku Dopisa za klijenta za određene šifre proizvoda i brojeve lotova gore navedenih ostomijskih proizvoda.</p> <p>Tvrtka ConvaTec je primila pritužbe povezane s uporabom Konveksnih dvodijelnih podložnih pločica , na kojima početni otvor (otvor za stomu) nije centriran na proizvodu koji je proizveden u razdoblju od veljače 2017. do rujna 2018. Točnije, imali smo, globalno promatrano, tri slučaja gdje je uporaba konveksne dvodijelne podložne pločice s necentriranim središtem dovela do zarezivanja stome. Ovi rezovi nisu zahtijevali hospitalizaciju i krajnji korisnik je mogao riješiti problem. Sveukupni rizik od ozljede je nizak. Ipak, kako je rizik moguće vizualno otkriti, poduzimamo mjere opreza tako što obavještavamo klijente o ovom problemu kako bi krajnji korisnici mogu obaviti detaljnu provjeru njihovih proizvoda i vidjeti je li proizvod: a) proizveden tijekom ovog razdoblja i b) vizualno necentriran.</p> |
| <b>INFORMACIJE O PREDMETNIM SREDSTVIMA</b> | <b>Podložna pločica SurFit™/ Combihesive™:</b><br><b>Podložna pločica System 92 Secure Moldable Convex Durahesive™</b><br><b>Podložna pločica System 92 Secure Durahesive Wafer with Convex</b>  |

**IDENTIFIKACIJA PROIZVODA**

|   |   |
|---|---|
| <b>Kako uočiti razliku između neispravnog i ispravnog proizvoda</b> | <p><b><u>Potvrda određenih šifri proizvoda i brojeva lotova</u></b></p> <p>Ovaj je problem ograničen na određene <b>šifre proizvoda i brojeve lotova</b>, navedene u <b>Privitku 3</b>.</p> <p>Svi kupci mogu pogledati Privitak 3 kako bi potvrdili je li njihov proizvod obuhvaćen ovom Obavijesti o sigurnosti proizvoda.</p> <p>Na zahtjev i na temelju računa, omogućit će se kupcima uvid u popis. Za pomoć se obratite članu tima Službe za kupce tvrtke ConvaTec.</p> <p>Za informacije o proizvodu navedenom u Obavijesti o sigurnosti, krajnji korisnici mogu pročitati <b>Privitak 1</b> u kojem su primjeri oznaka pakiranja na kojima su istaknuti mjesto LOT broja i šifre proizvoda / REF br.</p> <p><b><u>Vizualna potvrda od strane krajnjeg korisnika potencijalno neispravnog proizvoda za ostomiju:</u></b></p> <p>Za dodatne informacija o načinu vizualnog pregleda potencijalno neispravnog proizvoda krajnji korisnici proizvoda za ostomiju mogu pročitati <b>Privitak 2</b> i/ili kontaktirati Korisničku službu FSCA ukoliko imaju dodatnih pitanja.</p> |
|---|---|

**RADNJE KOJE PODUZIMAJU DISTRIBUTERI**

|   |   |
|---|---|
| 1 | <p>Potvrdite imate li na zalihama neispravni proizvod i identificirajte koji su od vaših kupaca primili potencijalno neispravan proizvod koristeći <b>Privitak 3</b>. Popis proizvoda koji prikazuje zahvaćene šifre proizvoda/referentne brojeve i LOT brojeve.</p>  |
| 2 | <p>Ako ste distribuirali ovaj proizvod:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drugim veleprodajama: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Molimo prosljedite im ovu Obavijest o sigurnosti proizvoda, uključujući privitke i zatražite da se pridržavaju Radnji koje poduzimaju distributeri.</li> </ul> </li> <li>• Krajnjim korisnicima: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Molimo prosljedite vašim krajnjim korisnicima ovu Obavijest o sigurnosti proizvoda, uključujući privitke i zatražite da se pridržavaju odjeljka Radnje koje poduzimaju krajnji korisnici (u nastavku).</li> </ul> </li> </ul>   |
| 3 | <p>Ako ste primili vraćeni proizvod od svojih kupaca, koji je identificiran kao necentriran, ili na zalihama kod sebe imate proizvode koji su obuhvaćeni ovom Obavijesti o sigurnosti proizvoda (kao što je opisano u <b>Privitku 3</b>: Popis proizvoda koji pokazuje zahvaćene šifre proizvoda/referentne brojeve i LOT brojeve), ne morate otvarati ili pregledati proizvod, ConvaTec će prihvatiti povrat proizvoda i kupcima priznati sve troškove. Zamjenski se proizvod može naručiti standardnim postupkom naručivanja. Za opširnije upute o vraćanju zahvaćenih proizvoda i ugovaranje potraživanja kontaktirajte <b>Korisničku službu FSCA</b>.</p>   |
| 4 | <p><b>Radnja:</b> Molimo popunite <b>Obrazac prijave za distributere</b> vezan za Obavijest o sigurnosti proizvoda i pošaljite ga faksom ili e-poštom <b>Korisničkoj službi FSCA</b> što je prije moguće. Uključite pojedinosti vraćenog proizvoda, ako je primjenjivo.</p> <p><b>Radnja:</b> Molimo faksom ili e-poštom <b>Korisničkoj službi FSCA</b> pošaljite popunjeni spisak svih primatelja proizvoda što je prije moguće. Molimo navedite jeste li primateljima proizvoda poslali ovu Obavijest o sigurnosti proizvoda, uključujući privitke. Ove informacije nisu obvezne ali su važne kako bi tvrtka ConvaTec mogla provjeriti učinkovitost.</p> <p>Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja, obratite se <b>Korisničkoj službi FSCA</b>.</p> |

**MOLIMO POŠALJITE VAŠ ISPUNJENI ODGOVOR ŠTO JE PRIJE MOGUĆE.**

**RADNJE KOJE PODUZIMAJU TRGOVINE**

|   |   |
|---|---|
| 1 | <p>Za trgovine s fizičkom lokacijom (npr. specijalizirane trgovine za maloprodaju )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Molimo postavite <b>Privitak 2</b>: Postavite Dopis za korisnike proizvoda za ostomiju koji se odnosi na ovu Obavijest o sigurnosti proizvoda na vidno mjesto u vašoj trgovini.</li> </ul> <p>Za trgovine koje imaju digitalnu lokaciju (npr. e-trgovina, web shop):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Molimo prosljedite <b>Privitak 2</b>: Dopis za korisnike proizvoda za ostomiju i <b>Privitak 3</b>: Popis proizvoda koji prikazuje zahvaćene šifre proizvoda/referentne brojeve i brojeve lotova putem fizičke ili e-pošte.</li> </ul>   |
| 2 | <p>Ako ste primili vraćeni proizvod od svojih kupaca, koji je identificiran kao necentriran, ili na zalihama kod sebe imate proizvode koji su obuhvaćeni ovom Obavijesti o sigurnosti proizvoda (kao što je opisano u <b>Privitku 3</b>: Popis proizvoda koji pokazuje zahvaćene šifre proizvoda/referentne brojeve i LOT brojeve), ne morate otvarati ili pregledati proizvod, ConvaTec će prihvatiti povrat proizvoda i kupcima priznati sve troškove. Zamjenski se proizvod može naručiti standardnim postupkom naručivanja.</p> <p>Za opširnije upute o vraćanju zahvaćenih proizvoda i ugovaranje potraživanja kontaktirajte <b>Korisničku službu FSCA</b>.</p>  |
| 3 | <p><b>Radnja:</b> Molimo popunite <b>Obrazac prijave za distributere</b> vezan za Obavijest o sigurnosti proizvoda i pošaljite ga faksom ili e-poštom <b>Korisničkoj službi FSCA</b> što je prije moguće. Uključite pojedinosti vraćenog proizvoda, ako je primjenjivo.</p> <p><b>Radnja:</b> Molimo faksom ili e-poštom <b>Korisničkoj službi FSCA</b> pošaljite popunjeni spisak svih primatelja proizvoda što je prije moguće. Molimo navedite jeste li primateljima proizvoda poslali ovu Obavijest o sigurnosti proizvoda, uključujući privitke. Ove informacije nije obvezne ali su važne kako bi tvrtka ConvaTec mogla provjeriti učinkovitost.</p> <p>Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja, obratite se <b>Korisničkoj službi FSCA</b>.</p> |

**MOLIMO POŠALJITE VAŠ ISPUNJENI ODGOVOR ŠTO JE PRIJE MOGUĆE.**

**RADNJE KOJE PODUZIMAJU KRAJNJI KORISNICI (KLINIČARI, BOLNICE, PACIJENTI, OSTALI)**

|   |  |
|---|--|
| 1 | Na temelju naših evidencija, proizvod koji ste primili potencijalno može imati necentriran početni otvor (otvor stome), vidljivo izvan središta. Slike primjera nalaze se u <b>Privitku 1</b> : Fotografije primjera ispravnog i neispravnog proizvoda.  |
| 2 | Ovaj problem je ograničen na određene šifre i lotove. Koristeći <b>Privitak 3</b> potvrdite je li vaš lot povezan s proizvodom uključenim u opseg Obavijesti o sigurnosti proizvoda: Popis proizvoda koji prikazuje zahvaćene šifre proizvoda/referentne brojeve i LOT brojeve.<br>Ako ne znate gdje se nalaze šifra proizvoda i/ili broj lota, molimo pogledajte <b>Privitak 1</b> : Fotografije primjera označavanja i zahvaćenog proizvoda.                         |
| 3 | Dodatne popratne informacije za vas uključene su u <b>Privitak 2</b> : Dopis za korisnike proizvoda za ostromiju.<br>Molimo prosljedite ovo pacijentima putem fizičke pošte ili e-poštom, kako je primjenjivo.   |
| 3 | Ako posjedujete bilo koji proizvod koji ste identificirali kao necentriran, molimo kontaktirajte <b>Korisničku službu FSCA</b> .<br>Tvrtka ConvaTec će prihvatiti povrat i besplatno zamjeniti proizvod. Ne morate otvarati ili pregledati ovaj proizvod.  |
| 4 | <b>Radnja:</b> Molimo popunite <b>Obrazac odgovora krajnjeg korisnika</b> vezan za Obavijest o sigurnosti proizvoda i pošaljite ga faksom ili e-poštom <b>Korisničkoj službi FSCA</b> što je prije moguće. Uključite pojedinosti vraćenog proizvoda, ako je primjenjivo.<br>Ova je informacija obvezna kako bi se tvrtki ConvaTec omogućilo provođenje provjere učinkovitosti.<br>Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja, obratite se <b>Korisničkoj službi FSCA</b> . |

**MOLIMO POŠALJITE VAŠ ISPUNJENI ODGOVOR ŠTO JE PRIJE MOGUĆE**

**PODACI ZA KONTAKT: Specijalizirana Korisnička služba FSCA \*\*****Distributeri, trgovci na malo, trgovci na veliko:**

- Stericycle
- Phone: 44 20 8089 3767
- E-Mail: Convatec2p@stericycle.com

**Krajnji korisnici:**


- Obratite se lokalnom distributeru

|   |  |
|---|--|
| <b>PRIJENOS OVE<br/>OBAVIJESTI O<br/>SIGURNOSTI<br/>PROIZVODA</b> | <p>Ova se obavijest treba proslijediti svima onima koji trebaju biti svjesni toga unutar vaše ili bilo koje organizacije u koju se dostavljaju potencijalno neispravni proizvodi. (Prema potrebi)</p> <p>Molimo dostavite ovu obavijest ostalim organizacijama na koje ova radnja ima utjecaj. (Prema potrebi)</p> <p>Molimo održavajte svjesnost o ovoj obavijesti i posljedičnoj radnji za odgovarajuće razdoblje, kako biste osigurali učinkovitost korektivne radnje.</p> <p>Molimo izvijestite proizvođača, distributera ili lokalnog zastupnika, kao i nadležno državno tijelo, ako je potrebno, o svakom incidentu povezanim s proizvodom, jer ovo pruža značajne povratne informacije.</p> |
|---|--|

Tvrtka ConvaTec je posvećena pružanju kvalitetnih proizvoda i usluga našim klijentima, i iskreno se ispričavamo zbog svake neugodnosti koju ova obavijest može uzrokovati.

Odgovarajuća nacionalna nadležna tijela obaviještena su o ovoj korektivnoj radnji povodom sigurnosti proizvoda.

#### **OVLAŠTENJE**

|               |  |   |   |
|---------------|--|---|---|
| <u>Ime</u>    | <u>Zvanje</u>  | <u>Adresa</u>   |   |
| David Pudwill | Viši direktor, Regulatorna pitanja i osiguranje kvalitete franšize | ConvaTec Limited, First Avenue, Deeside Industrial Park, Deeside, CH5 2NU, UK |   |
| <u>Datum</u>  | 20 rujna 2019.   | <u>Potpis</u>   |  |

**'Regionalni kontakt ConvaTec' za ostalu podršku:**

| Zemlja  | Distributeri, trgovci na veliko, trgovci na veliko trebaju se obratiti                        | Krajnji korisnici treba kontaktirati   |
|---|---|--|
| <b><u>Austrija</u></b><br>Austria               | Stericycle<br>Phone: 0800 281598<br>E-Mail: Convatec2p@stericycle.com                         | CIC Team Austria<br>Phone: +43 800 21 63 39<br>E-Mail: convatec.austria@convatec.com             |
| <b><u>Belgija</u></b><br>Belgium                | Stericycle<br>Phone: 0800 71 804<br>E-Mail: Convatec2p@stericycle.com                         | Francoise Engelen<br>Phone: 0032-476461740<br>E-Mail: info.convatec@convatec.com                 |
| <b><u>Bugarska</u></b><br>Bulgaria              | Stericycle<br>Phone: 44 20 8089 3767<br>E-Mail: Convatec2p@stericycle.com                     | Please contact your local distributor  |
| <b><u>Hrvatska</u></b><br>Croatia               | Stericycle<br>Phone: 44 20 8089 3767<br>E-Mail: Convatec2p@stericycle.com                     | Stoma medical d.o.o.<br>Phone: 0800 8000 or 01 5508 999<br>E-mail: stomam@stoma-medical.hr       |
| <b><u>Češka Republika</u></b><br>Czech Republic | ConvaTec Czech Republic<br>Phone: 800321222<br>E-Mail: info@convatec.cz                       | ConvaTec Czech Republic<br>Phone: 800122111<br>E-Mail: info@convatec.cz                          |
| <b><u>Danska</u></b><br>Denmark                 | Stericycle<br>Phone: 80 82 00 54<br>E-Mail: Convatec2p@stericycle.com                         | CIC Team Denmark<br>Phone: +45 48167475<br>E-Mail: convatec.danmark@convatec.com                 |
| <b><u>Estonija</u></b><br>Estonia               | Stericycle<br>Phone: 44 20 8089 3767<br>E-Mail: Convatec2p@stericycle.com                     | Please contact your local distributor  |
| <b><u>Finska</u></b><br>Finland                 | Stericycle<br>Phone: 0800 413608<br>E-Mail: Convatec2p@stericycle.com                         | ConvaTec Oy<br>Phone: +358 20 7659630<br>E-Mail: mail.fi@convatec.com                            |
| <b><u>Francuska</u></b><br>France               | Stericycle<br>Phone: 0 805 08 02 60<br>E-Mail: Convatec2p@stericycle.com                      | ConvaTec Customer Service Team<br>Phone: +33800 358 480<br>E-Mail: fr.serviceclient@convatec.com |
| <b><u>Njemačka</u></b><br>Germany               | Stericycle<br>Phone: 0800-0008875<br>E-Mail: Convatec2p@stericycle.com                        | CIC Team Germany<br>Phone: +49 800 766 200<br>E-Mail: convatec.servicede@convatec.com            |
| <b><u>Grčka,</u></b><br>Greece                  | ConvaTec Customer Support Team<br>Phone: 30-210-6564740<br>E-Mail: Lila.Karipidi@convatec.com | ConvaTec Customer Support Team<br>Phone: 30-210-6564740<br>E-Mail: Lila.Karipidi@convatec.com    |
| <b><u>Mađarska,</u></b><br>Hungary              | Stericycle<br>Phone: 44 20 8089 3767<br>E-Mail: Convatec2p@stericycle.com                     | Please contact your local distributor  |
| <b><u>Island</u></b><br>Iceland                 | Stericycle<br>Phone: 44 20 8089 3767<br>E-Mail: Convatec2p@stericycle.com                     | Medor ehf<br>Phone: 665 7011<br>E-Mail: signyf@medor.is  |
| <b><u>Irska,</u></b><br>Ireland                 | Stericycle<br>Phone: 44 20 8089 3767<br>E-Mail: Convatec2p@stericycle.com                     | Tracey Fairclough<br>Phone: 07442188256<br>E-Mail: tracey.fairclough@amcaregroup.co.uk           |

| Zemlja                                  | Distributeri, trgovci na veliko, trgovci na veliko trebaju se obratiti                      | Krajnji korisnici treba kontaktirati   |
|---|---|--|
| <b><u>Izrael</u></b><br>Israel          | Stericycle<br>Phone: 44 20 8089 3767<br>E-Mail: Convatec2p@stericycle.com                   | Please contact your local distributor  |
| <b><u>Italija</u></b><br>Italy          | Stericycle<br>Phone: 800-789926<br>E-Mail: Convatec2p@stericycle.com                        | ConvaTel Italia<br>Phone: 800930930<br>E-Mail: convatel.italia@convatec.com                              |
| <b><u>Luksemburg</u></b><br>Luxembourg  | Stericycle<br>Phone: 44 20 8089 3767<br>E-Mail: Convatec2p@stericycle.com                   | Francoise Engelen<br>Phone: 0032-476461740<br>E-Mail: info.convatec@convatec.com                         |
| <b><u>Malta</u></b><br>Malta            | Stericycle<br>Phone: 44 20 8089 3767<br>E-Mail: Convatec2p@stericycle.com                   | Ian Pace<br>Phone: +356-2133-4412<br>E-Mail: ian@ipl.com.mt  |
| <b><u>Nizozemska</u></b><br>Netherlands | Stericycle<br>Phone: 0800 0233049<br>E-Mail: Convatec2p@stericycle.com                      | CIC Woerden<br>Phone: 0031-348436941<br>E-Mail: info.convatec@convatec.com                               |
| <b><u>Norveška</u></b><br>Norway        | Stericycle<br>Phone: 800 24 720<br>E-Mail: Convatec2p@stericycle.com                        | CIC Norway<br>Phone: 800 30 995<br>E-Mail: convatec.kundeservice@convatec.com                            |
| <b><u>Poljska</u></b><br>Poland         | Dział Pomocy ConvaTec<br>Phone: 800120093<br>E-Mail: dzial.pomocy@convatec.com              | Dział Pomocy ConvaTec<br>Phone: 800120093<br>E-Mail: dzial.pomocy@convatec.com                           |
| <b><u>Portugal</u></b><br>Portugal      | Customer Service Iberia<br>Phone: 93 602 3700<br>E-Mail: CustomerServiceIberia@convatec.com | ConvaTel<br>Phone: 800201678<br>E-Mail: convatel.pt@convatec.com   |
| <b><u>Rumunjska</u></b><br>Romania      | Stericycle<br>Phone: 44 20 8089 3767<br>E-Mail: Convatec2p@stericycle.com                   | Please contact your local distributor  |
| <b><u>Slovačka</u></b><br>Slovakia      | Stericycle<br>Phone: 44 20 8089 3767<br>E-Mail: Convatec2p@stericycle.com                   | Zákaznícke centrum ConvaTec Nitra Slovakia<br>Phone: +421 800 800 111<br>E-Mail: stomalinka@convatec.com |
| <b><u>Slovenija</u></b><br>Slovenia     | Stericycle<br>Phone: 44 20 8089 3767<br>E-Mail: Convatec2p@stericycle.com                   | Please contact your local distributor  |
| <b><u>Španjolska</u></b><br>Spain       | Customer Service Iberia<br>Phone: 93 602 3700<br>E-Mail: CustomerServiceIberia@convatec.com | InfoTec<br>Phone: 936023737<br>E-Mail: infotec@convatec.com  |
| <b><u>Švedska</u></b><br>Sweden         | Stericycle<br>Phone: 020-10 93 35<br>E-Mail: Convatec2p@stericycle.com                      | Nordic Customer Service<br>Phone: +46(0)42332010<br>E-Mail: customerservicenordic@convatec.com           |
| <b><u>Švicarska</u></b><br>Switzerland  | Stericycle<br>Phone: 0800-848035<br>E-Mail: Convatec2p@stericycle.com                       | ConvaTec Customer Service<br>Phone: +41 800 55 11 10<br>E-Mail: convatec.switzerland@convatec.com        |

| Zemlja   | Distributeri, trgovci na veliko, trgovci na veliko trebaju se obratiti   | Krajnji korisnici treba kontaktirati   |
|--|--|--|
| <u><b>Turska</b></u><br>Turkey                         | Doğa Soysal, Fulya Tüzüner, or İrem Taspınar<br>Phone: <ul style="list-style-type: none"> <li>• +90 2164165200</li> <li>• +90 3122198361</li> </ul> E-Mail: <ul style="list-style-type: none"> <li>• doga.soysal@convatec.com</li> <li>• fulya.tuzuner@convatec.com</li> <li>• irem.taspinar@convatec.com</li> </ul> | Doğa Soysal, Fulya Tüzüner, or İrem Taspınar<br>Phone: <ul style="list-style-type: none"> <li>• +90 2164165200</li> <li>• +90 3122198361</li> </ul> E-Mail: <ul style="list-style-type: none"> <li>• doga.soysal@convatec.com</li> <li>• fulya.tuzuner@convatec.com</li> <li>• irem.taspinar@convatec.com</li> </ul> |
| <u><b>Ujedinjeno Kraljevstvo</b></u><br>United Kingdom | Stericycle<br>Phone: 0800 069 8202<br>E-Mail: Convatec2p@stericycle.com  | Tracey Fairclough<br>Phone: 07442188256<br>E-Mail: tracey.fairclough@amcaregroup.co.uk   |



## **OBRAZAC PRIJAVE ZA DISTRIBUTERA NA OBAVIJEST O SIGURNOSTI PROIZVODA**

**MOLIMO ISPUNITE I POŠALJITE faksom/e-poštom**

Primatelj uređaja:

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <b>Br. računa primatelja:</b> | <i>Stupac D</i> |
| <b>Ime primatelja:</b>        |                 |
| <b>Adresa primatelja:</b>     |                 |

Sljedeći proizvod, Konveksne dvodijelne podložne pločice , isporučen je u vašu ustanovu:

| Br. računa | Br. narudžbenice | Šifra proizvoda / ref. br. | SAP kod | LOT br. | Dostavljena količina (komada) |
|------------|------------------|----------------------------|---------|---------|-------------------------------|
|            |                  |                            |         |         |                               |

**Distributeri (obilježite sve koji se primjenjuju i navedite pojedinosti gdje je primjenjivo)**

|                          |   |                                 |
|--------------------------|---|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Potvrđujem primitak, čitanje i razumijevanje Obavijesti o sigurnosti proizvoda.   |                                 |
| <input type="checkbox"/> | Provjerio/la sam moje skladište i zalihe stavio/la u karantenu                    | Dodajte pojedinosti u Tablicu 1 |
| <input type="checkbox"/> | Identificirao/la sam kupce koji su primili ili su mogli primiti ovaj proizvod     |                                 |
| <input type="checkbox"/> | Priložio/la sam popis kupaca  | Dodajte pojedinosti u Tablicu 2 |
| <input type="checkbox"/> | Informirao/la sam identificirane kupce o ovoj Obavijesti o sigurnosti proizvoda   | Datum slanja:                   |
| <input type="checkbox"/> | Dobio/la sam potvrdu o odgovoru od svih identificiranih kupaca                    | Priložite odgovore              |
| <input type="checkbox"/> | Ni ja niti bilo tko od mojih kupaca nemamo proizvod iz ove Obavijesti na zalihama |                                 |

Važno je da vaša organizacija poduzme radnje precizirane u Obavijesti o sigurnosti proizvoda i potvrdi da ste primili Obavijest. Odgovor vaše organizacije je dokaz da moramo pratiti napredak korektivnih radnji.

**Tablica 1. Zalihe u karanteni:** Zabilježite količinu (br. komada) za svaki broj lota koji se vraća.

| LOT br. | Jedinica u posjedu | LOT br. | Jedinica u posjedu | LOT br. | Jedinica u posjedu | LOT br. | Jedinica u posjedu |
|---------|--------------------|---------|--------------------|---------|--------------------|---------|--------------------|
|         |                    |         |                    |         |                    |         |                    |
|         |                    |         |                    |         |                    |         |                    |
|         |                    |         |                    |         |                    |         |                    |
|         |                    |         |                    |         |                    |         |                    |
|         |                    |         |                    |         |                    |         |                    |

**Tablica 2. Popis kupaca:** Molimo navedite pojedinosti o neispravnim proizvodima pod nazivom Konveksna dvodijelna podložna pločica koji su distribuirani vašim kupcima.

| Ime kupca | Šifra proizvoda / ref. br. | SAP kod | LOT br. | Količina (komada) |
|-----------|----------------------------|---------|---------|-------------------|
|           |                            |         |         |                   |
|           |                            |         |         |                   |
|           |                            |         |         |                   |
|           |                            |         |         |                   |
|           |                            |         |         |                   |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| OBRAZAC ispunjava i šalje:    |  |
| <b>Ime (VELIKIM SLOVIMA):</b> |  |
| <b>Položaj:</b>               |  |
| <b>Naziv tvrtke:</b>          |  |
| <b>Adresa:</b>                |  |
| <b>Br. telefona:</b>          |  |
| <b>Potpis:</b>                |  |
| <b>Datum (dd/mm/gggg):</b>    |  |

**PODACI ZA KONTAKT: Specijalizirana Korisnička služba FCSA\*\***  
**Distributeri, trgovci na malo, trgovci na veliko:**

- Stericycle
- Phone: 44 20 8089 3767
- E-Mail: [Convatec2p@stericycle.com](mailto:Convatec2p@stericycle.com)

**Krajnji korisnici:**

- Obratite se lokalnom distributeru

**OBRAZAC PRIJAVE ZA KUPCA NA OBAVIJEST O SIGURNOSTI  
PROIZVODA****MOLIMO ISPUNITE I POŠALJITE faksom/e-poštom**

Primatelj uređaja:

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <b>Br. računa primatelja:</b> | <i>Stupac D</i> |
| <b>Ime primatelja:</b>        |                 |
| <b>Adresa primatelja:</b>     |                 |

Sljedeći proizvodi, Konveksne dvodijelne podložne pločice, isporučeni su u vašu ustanovu:

| <b>Br. računa</b> | <b>Br. narudžbenice</b> | <b>Šifra proizvoda / ref. br.</b> | <b>SAP kod</b> | <b>LOT br.</b> | <b>Dostavljena količina (komada)</b> |
|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|
|                   |                         |                                   |                |                |                                      |

**Radnja koju je poduzeo klijent u ime zdravstvene organizacije (obilježite sve što se primjenjuje)**

|                          |  |                                 |
|--------------------------|--|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Potvrđujem primitak Obavijesti o sigurnosti proizvoda i da sam pročitao/la i razumio/la sadržaj.       |                                 |
| <input type="checkbox"/> | Sproveo/la sam sve radnje zahtijevane u skladu s Obavijesti o sigurnosti proizvoda.                    |                                 |
| <input type="checkbox"/> | Informacija i potrebne radnje predočene su pozornosti svih relevantnih korisnika i sukladno provedene. |                                 |
| <input type="checkbox"/> | Provjerio/la sam moje skladište i zalihe stavio/la u karantenu   | Dodajte pojedinosti u Tablicu 1 |
| <input type="checkbox"/> | Nema neispravnih proizvoda dostupnih za povrat   |                                 |

Važno je da vaša organizacija poduzme radnje precizirane u Obavijesti o sigurnosti proizvoda i potvrdi da ste primili Obavijest. Odgovor vaše organizacije je dokaz da moramo pratiti napredak korektivnih radnji.

**Tablica 1. Zalihe u karanteni:** Zabilježite količinu (br. komada) za svaki broj lota koji se vraća.

| LOT br. | Jedinica u posjedu | LOT br. | Jedinica u posjedu | LOT br. | Jedinica u posjedu | LOT br. | Jedinica u posjedu |
|---------|--------------------|---------|--------------------|---------|--------------------|---------|--------------------|
|         |                    |         |                    |         |                    |         |                    |
|         |                    |         |                    |         |                    |         |                    |
|         |                    |         |                    |         |                    |         |                    |
|         |                    |         |                    |         |                    |         |                    |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| OBRAZAC ispunjava i šalje:        |  |
| <b>Ime<br/>(VELIKIM SLOVIMA):</b> |  |
| <b>Položaj:</b>                   |  |
| <b>Naziv tvrtke:</b>              |  |
| <b>Adresa:</b>                    |  |
| <b>Br. telefona:</b>              |  |
| <b>Potpis:</b>                    |  |
| <b>Datum (dd/mm/gggg):</b>        |  |

**PODACI ZA KONTAKT: Specijalizirana Korisnička služba FCSA\*\***

**Distributeri, trgovci na malo, trgovci na veliko:**

- Stericycle
- Phone: 44 20 8089 3767
- E-Mail: Convatec2p@stericycle.com

**Krajnji korisnici:**

- Obratite se lokalnom distributeru





**Popis privitaka**

**Privitak 1:** Fotografije primjera označivanja i zahvaćenog proizvoda

**Privitak 2:** Dopis za korisnike proizvoda za ostomiju

**Privitak 3:** Popis proizvoda koji prikazuje zahvaćene šifre proizvoda/referentne brojeve i LOT brojeve

**Privitak 1: Fotografije primjera označavanja i zahvaćenog proizvoda**

| <b>Za NEISPRAVNI proizvod</b>   |   |
|---|---|
| <p><b>...označavanje otpremnika i tržišne jedinice</b> sadržavat će šifru proizvoda i broj lota.</p> <p>Vidite fotografije primjera na desnoj strani.</p> <p><b>Šifra proizvoda (REF/SKU)</b></p> <p><b>Broj lota</b></p> |    |
| <p>... .. <b>fizički proizvod</b> će predstavljati podložnu pločicu sa početnim otvorom (stoma otvor), kako je pokazano na desnoj strani.</p>   | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Prirubnica s konveksnim</p>  <p><b>Slika 1</b></p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><b>Crvene crte</b> na fotografiji s lijeve strane trebaju biti ujednačenije.</p> <p><b>Zelene crte</b> na fotografiji s desne strane su ujednačenije.</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Prirubnica s konveksnim</p>  <p><b>Slika 2</b></p> </div> </div> |


**Hitno**  
**Obavijest o sigurnosti medicinskog proizvoda**

Poštovani korisniče proizvoda za ostomiju,

Pišemo kako bismo Vas izvijestili o vizualno uočljivom problemu koji pogađa konveksne dvodijelne kožne barijere proizvedene od veljače 2017. do rujna 2018., osobito gdje je početni otvor (stoma otvor) pomaknut van središta. (Za popis neispravnih proizvoda, pogledajte Dodatak A ovog dopisa.) Rizik od ozljede je mali, i ograničen je na određene lotove proizvedene tijekom ranijeg, navedenog vremenskog okvira. Nemaju svi proizvodi ili kutije koji pripadaju specifičnim lotovima ovaj problem. Ipak, kako je rizik moguće vizualno otkriti, poduzimamo mjere opreza tako što obavještavamo klijente o ovom problemu, pa možete obaviti detaljnu provjeru Vašeg proizvoda kao biste vidjeli je li:

- a) proizveden tijekom ovog razdoblja i
- b) vizualno necentriran.

Naše evidencije ukazuju da biste Vi mogli biti u posjedu ovog proizvoda. Ispod se nalaze slike sa primjerima:



Šaljemo ovaj dopis kako biste bili svjesni problema i navodimo korake koje možete poduzeti ako identifikirate proizvod s pomaknutim središtem na mjestu uporabe.

- Molimo pregledajte vaše zalihe. Ako ste primili proizvod koji izgleda kao na **Slici 2 na lijevoj strani**, izolirajte zahvaćeni proizvod i kontaktirajte Službu za kupce tvrtke

ConvaTec na jedan od brojeva ispod, kako biste ugovorili povrat i zamjenu neispravnog proizvoda.

- Stericycle
  - Phone: 44 20 8089 3767
  - E-Mail: Convatec2p@stericycle.com
- Ako ste primili proizvod koji izgleda kao na **Slici 2 na desnoj strani**, nije potrebna dodatna radnja.
  - Ako niste sigurni, kontaktirajte Službu za kupce tvrtke ConvaTec za pomoć.

Službu za kupce tvrtke ConvaTec sačinjava grupa visoko obučениh specijalista za proizvode i stručnih medicinskih sestara, kako bi vam se pomoglo dobiti skrb i informacije koje trebate za cijelo vrijeme vaše borbe s ostomijom.

Tvrtka ConvaTec teži pružati proizvode i usluge najviše kvalitete svakome kupcu. Naš je cilj proizvoditi proizvode koji nude udobnost, povjerenje i sigurnost. Želimo vas uvjeriti da smo riješili problem na proizvodnoj liniji i da se na tržište distribuira ispravljeni proizvod.

Imate li bilo kakvih dodatnih pitanja ili dvojbi o ovom dopisu, molimo kontaktirajte Službu za kupce tvrtke ConvaTec.

- Stericycle
- Phone: 44 20 8089 3767
- E-Mail: Convatec2p@stericycle.com

Hvala vam što ste cijenjeni korisnik ostomijskog proizvoda. Tvrtka ConvaTec je posvećena poboljšanju života ljudi i mi stavljamo ljude u središte svega što radimo.

Srdačan pozdrav,



David Pudwill

Viši direktor, Regulatorna pitanja i osiguranje kvalitete franšize proizvoda za ostomiju ConvaTec



**Dodatak A: Proizvodi ConvaTec-a koji se distribuiraju u Hrvatskoj**

| Šifra proizvoda | Opis proizvoda                              | Serijska |
|-----------------|---|----------|
| 125030          | COMBIHESIVE 2S WFR CVX<br>25/45MM(1X5PK)CEU | 8A02706  |
|                 | COMBIHESIVE 2S WFR CVX<br>25/45MM(1X5PK)CEU | 8F04929  |
| 125031          | COMBIHESIVE 2S WFR CVX<br>28/45MM(1X5PK)CEU | 7D03659  |
|                 | COMBIHESIVE 2S WFR CVX<br>28/45MM(1X5PK)CEU | 7D03959  |
|                 | COMBIHESIVE 2S WFR CVX<br>28/45MM(1X5PK)CEU | 8B01384  |
|                 | COMBIHESIVE 2S WFR CVX<br>28/45MM(1X5PK)CEU | 8D02694  |
|                 | COMBIHESIVE 2S WFR CVX<br>28/45MM(1X5PK)CEU | 8E01174  |
| 125033          | COMBIHESIVE 2S WFR CVX<br>35/45MM(1X5PK)CEU | 7E01293  |
|                 | COMBIHESIVE 2S WFR CVX<br>35/45MM(1X5PK)CEU | 8B04220  |
| 125034          | COMBIHESIVE 2S WFR CVX<br>38/57MM(1X5PK)CEU | 7E02413  |
|                 | COMBIHESIVE 2S WFR CVX<br>38/57MM(1X5PK)CEU | 7H04906  |
|                 | COMBIHESIVE 2S WFR CVX<br>38/57MM(1X5PK)CEU | 8A04957  |
|                 | COMBIHESIVE 2S WFR CVX<br>38/57MM(1X5PK)CEU | 8B02249  |
| 125035          | COMBIHESIVE 2S WFR CVX<br>41/57MM(1X5PK)CEU | 7K04884  |
|                 | COMBIHESIVE 2S WFR CVX<br>41/57MM(1X5PK)CEU | 7H04907  |
|                 | COMBIHESIVE 2S WFR CVX<br>41/57MM(1X5PK)CEU | 8B01730  |
| 125036          | COMBIHESIVE 2S WFR CVX<br>45/57MM(1X5PK)CEU | 7J03064  |
|                 | COMBIHESIVE 2S WFR CVX<br>45/57MM(1X5PK)CEU | 8G02097  |
| 125037          | COMBIHESIVE 2S WFR CVX<br>50/57MM(1X5PK)CEU | 7L03279  |

### PRIVITAK 3: Globalni popis šifri i brojeva lotova

#### SVRHA

Ovaj privitak sadrži popis svih globalnih proizvoda uključenih u Obavijest o sigurnosti proizvoda, koji je organiziran prema šifri proizvoda. Unutar svake šifre proizvoda, lot brojevi su organizirani numerički, od najmanjeg ka najvećem.

Na zahtjev, na temelju vaših računa omogućit će se uvid u popis kupcima. Za pomoć se obratite članu tima Službe za kupce tvrtke ConvaTec.

| Zaglavlje stupca | Pojedinosti  | Koja razina pakiranja uključuje ovu informaciju?   |
|------------------|--|--|
| Šifra proizvoda  | Šifra proizvoda je također poznata kao međunarodna oznaka robe (ICC), kataloški broj ili stavka na skladištu (SKU).  | Ovaj je broj uključen na oznaci otpremnika i oznaci tržišne jedinice.  |
| Materijal        | Materijal je također poznat kao SAP broj materijala. Ovo je dopunski broj, često korišten u distribucijskim kanalima.  | Ovaj se broj nalazi samo na oznaci otpremnika i nije dio označivanja tržišne jedinice.   |
| Opis materijala  | Opis materijala je opis gotovog proizvoda iz internog sustava SAP tvrtke ConvaTec. To je kratki, kodirani opis proizvoda. Koristi primjer stavke iz prvog retka, Šifra proizvoda 125026, Lot 8A06575, SURFIT PLUS WFR CVX 13X45MM (1X5PK): <ul style="list-style-type: none"> <li>• WFR: Podložna pločica (kožna barijera)</li> <li>• CVX: Konveksna</li> <li>• 13x45mm: 13mm otvor za stому, s prirubicom od 45mm</li> <li>• 1x5pk: jedna tržišna jedinica (1) uključuje pet (5) kožnih barijera</li> </ul> | Opis materijala je na oznaci otpremnika i oznaci tržišne jedinice; ipak, opisi na ovim oznakama možda se neće podudarati (doslovce) s Opisom materijala kako je naveden u ovom privitku. |
| Broj lota        | Proizvodu je dodijeljen jedinstveni sljedeći broj.   | Ovaj je broj uključen na oznaci otpremnika i oznaci tržišne jedinice.  |

| <b>Proizvod Kodirati</b> | <b>Materijal</b> | <b>opis materijala</b>                   | <b>Broj serije</b> |
|--------------------------|------------------|--|--------------------|
| 125026                   | 1012910          | SURFIT PLUS WFR CVX 13X45MM (1X5PK) FR   | 8A06575            |
| 125026                   | 1053605          | SURFIT PLUS WFR CVX 13X45MM (1X5PK) INT  | 8A06576            |
| 125027                   | 1012911          | SURFIT PLUS WFR CVX 16X45MM (1X5PK) FR   | 7G00162            |
| 125027                   | 1053606          | SURFIT PLUS WFR CVX 16X45MM (1X5PK) INT  | 7G00167            |
| 125027                   | 1013422          | COMBIHESIVE 2S WFR CVX 16/45MM(1X5PK)CEU | 7G00168            |
| 125027                   | 1012913          | SURFIT PLUS WFR CVX 16X45MM (1X5PK) IT   | 7G00169            |
| 125027                   | 1002346          | COMBIHESIVE II WFR CVX 16X45MM(1X5PK)SCN | 7J00668            |
| 125027                   | 1012913          | SURFIT PLUS WFR CVX 16X45MM (1X5PK) IT   | 7J00669            |
| 125027                   | 1013422          | COMBIHESIVE 2S WFR CVX 16/45MM(1X5PK)CEU | 7J00670            |
| 125027                   | 1002346          | COMBIHESIVE II WFR CVX 16X45MM(1X5PK)SCN | 8C03534            |
| 125027                   | 1013422          | COMBIHESIVE 2S WFR CVX 16/45MM(1X5PK)CEU | 8C03535            |
| 125028                   | 1012914          | SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) IT   | 7D00609            |
| 125028                   | 1002348          | SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) INT  | 7D00610            |
| 125028                   | 1012353          | COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 19MM (1X5PK)BE | 7D00611            |
| 125028                   | 1012903          | SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) FR   | 7D00643            |
| 125028                   | 1012914          | SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) IT   | 7L02963            |
| 125028                   | 1012903          | SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) FR   | 7L02964            |
| 125028                   | 1002347          | COMBIHESIVE II WFR CVX 19X45MM(1X5PK)SCN | 7L03102            |
| 125028                   | 1002348          | SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) INT  | 8A00728            |
| 125028                   | 1002348          | SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) INT  | 8B04995            |
| 125028                   | 1012353          | COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 19MM (1X5PK)BE | 8B04996            |
| 125028                   | 1012914          | SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) IT   | 8B04997            |
| 125028                   | 1002348          | SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) INT  | 8D00465            |
| 125028                   | 1012903          | SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) FR   | 8D00466            |
| 125028                   | 1013423          | COMBIHESIVE 2S WFR CVX 19/45MM(1X5PK)CEU | 8D00467            |
| 125028                   | 1013423          | COMBIHESIVE 2S WFR CVX 19/45MM(1X5PK)CEU | 8F03145            |
| 125028                   | 1002348          | SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) INT  | 8F03149            |
| 125028                   | 1012353          | COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 19MM (1X5PK)BE | 8F03150            |
| 125028                   | 1012914          | SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) IT   | 8F03151            |
| 125028                   | 1013423          | COMBIHESIVE 2S WFR CVX 19/45MM(1X5PK)CEU | 8G03301            |
| 125028                   | 1012914          | SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) IT   | 8G03332            |
| 125029                   | 1002349          | COMBIHESIVE II WFR CVX 22X45MM(1X5PK)SCN | 7C05870            |
| 125029                   | 1012915          | SURFIT PLUS WFR CVX 22X45MM (1X5PK) IT   | 7C05871            |
| 125029                   | 1002350          | SURFIT PLUS WFR CVX 22X45MM (1X5PK) INT  | 7G04445            |
| 125029                   | 1002349          | COMBIHESIVE II WFR CVX 22X45MM(1X5PK)SCN | 7G04446            |
| 125029                   | 1012915          | SURFIT PLUS WFR CVX 22X45MM (1X5PK) IT   | 7G04448            |
| 125029                   | 1012354          | COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 22MM (1X5PK)BE | 7G04449            |
| 125029                   | 1012904          | SURFIT PLUS WFR CVX 22X45MM (1X5PK) FR   | 7J01269            |
| 125029                   | 1012915          | SURFIT PLUS WFR CVX 22X45MM (1X5PK) IT   | 7J01270            |

| <b>Proizvod Kodirati</b> | <b>Materijal</b> | <b>opis materijala</b>                   | <b>Broj serije</b> |
|--------------------------|------------------|--|--------------------|
| 125029                   | 1002349          | COMBIHESIVE II WFR CVX 22X45MM(1X5PK)SCN | 7J01271            |
| 125029                   | 1002350          | SURFIT PLUS WFR CVX 22X45MM (1X5PK) INT  | 7J01292            |
| 125029                   | 1002349          | COMBIHESIVE II WFR CVX 22X45MM(1X5PK)SCN | 8B01186            |
| 125029                   | 1012354          | COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 22MM (1X5PK)BE | 8D00470            |
| 125029                   | 1012915          | SURFIT PLUS WFR CVX 22X45MM (1X5PK) IT   | 8D00471            |
| 125029                   | 1002350          | SURFIT PLUS WFR CVX 22X45MM (1X5PK) INT  | 8D00472            |
| 125029                   | 1002350          | SURFIT PLUS WFR CVX 22X45MM (1X5PK) INT  | 8E00347            |
| 125029                   | 1002349          | COMBIHESIVE II WFR CVX 22X45MM(1X5PK)SCN | 8E00349            |
| 125029                   | 1012354          | COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 22MM (1X5PK)BE | 8E00350            |
| 125029                   | 1012904          | SURFIT PLUS WFR CVX 22X45MM (1X5PK) FR   | 8E00992            |
| 125029                   | 1013424          | COMBIHESIVE 2S WFR CVX 22/45MM(1X5PK)CEU | 8E01071            |
| 125030                   | 1002352          | COMBIHESIVE II WFR CVX 25X45MM(1X5PK)SCN | 7C05894            |
| 125030                   | 1012355          | COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 25MM (1X5PK)BE | 7G03585            |
| 125030                   | 1002353          | COMBIHESIVE 2 WFR CVX 25X45MM (1X5PK) IT | 7G03586            |
| 125030                   | 1002353          | COMBIHESIVE 2 WFR CVX 25X45MM (1X5PK) IT | 8A02705            |
| 125030                   | 1013425          | COMBIHESIVE 2S WFR CVX 25/45MM(1X5PK)CEU | 8A02706            |
| 125030                   | 1002354          | SURFIT PLUS WFR CVX 25X45MM (1X5PK) INT  | 8C04244            |
| 125030                   | 1002352          | COMBIHESIVE II WFR CVX 25X45MM(1X5PK)SCN | 8F02589            |
| 125030                   | 1002354          | SURFIT PLUS WFR CVX 25X45MM (1X5PK) INT  | 8F02590            |
| 125030                   | 1012355          | COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 25MM (1X5PK)BE | 8F04927            |
| 125030                   | 1002354          | SURFIT PLUS WFR CVX 25X45MM (1X5PK) INT  | 8F04928            |
| 125030                   | 1013425          | COMBIHESIVE 2S WFR CVX 25/45MM(1X5PK)CEU | 8F04929            |
| 125030                   | 1002351          | COMBIHESIVE 2 WFR CVX 25X45MM(1X5PK) FR  | 8F04932            |
| 125031                   | 1002358          | SURFIT PLUS WFR CVX 28X45MM (1X5PK) INT  | 7C04211            |
| 125031                   | 1002358          | SURFIT PLUS WFR CVX 28X45MM (1X5PK) INT  | 7D01175            |
| 125031                   | 1013426          | COMBIHESIVE 2S WFR CVX 28/45MM(1X5PK)CEU | 7D03659            |
| 125031                   | 1013426          | COMBIHESIVE 2S WFR CVX 28/45MM(1X5PK)CEU | 7D03959            |
| 125031                   | 1002356          | COMBIHESIVE II WFR CVX 28X45MM(1X5PK)SCN | 7F00603            |
| 125031                   | 1012356          | COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 28MM (1X5PK)BE | 7F00604            |
| 125031                   | 1002357          | COMBIHESIVE 2 WFR CVX 28X45MM (1X5PK) IT | 7F00605            |
| 125031                   | 1002358          | SURFIT PLUS WFR CVX 28X45MM (1X5PK) INT  | 7F00606            |
| 125031                   | 1002356          | COMBIHESIVE II WFR CVX 28X45MM(1X5PK)SCN | 8B01383            |
| 125031                   | 1013426          | COMBIHESIVE 2S WFR CVX 28/45MM(1X5PK)CEU | 8B01384            |
| 125031                   | 1002357          | COMBIHESIVE 2 WFR CVX 28X45MM (1X5PK) IT | 8B01385            |
| 125031                   | 1002358          | SURFIT PLUS WFR CVX 28X45MM (1X5PK) INT  | 8B03229            |
| 125031                   | 1012356          | COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 28MM (1X5PK)BE | 8B03230            |
| 125031                   | 1002355          | COMBIHESIVE 2 WFR CVX 28X45MM (1X5PK) FR | 8B03231            |
| 125031                   | 1002358          | SURFIT PLUS WFR CVX 28X45MM (1X5PK) INT  | 8C00877            |
| 125031                   | 1013426          | COMBIHESIVE 2S WFR CVX 28/45MM(1X5PK)CEU | 8C00879            |

| <b>Proizvod Kodirati</b> | <b>Materijal</b> | <b>opis materijala</b>                   | <b>Broj serije</b> |
|--------------------------|------------------|--|--------------------|
| 125031                   | 1002356          | COMBIHESIVE II WFR CVX 28X45MM(1X5PK)SCN | 8D02693            |
| 125031                   | 1013426          | COMBIHESIVE 2S WFR CVX 28/45MM(1X5PK)CEU | 8D02694            |
| 125031                   | 1012356          | COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 28MM (1X5PK)BE | 8D05081            |
| 125031                   | 1002356          | COMBIHESIVE II WFR CVX 28X45MM(1X5PK)SCN | 8D05092            |
| 125031                   | 1002355          | COMBIHESIVE 2 WFR CVX 28X45MM (1X5PK) FR | 8D05093            |
| 125031                   | 1013426          | COMBIHESIVE 2S WFR CVX 28/45MM(1X5PK)CEU | 8E01174            |
| 125031                   | 1002358          | SURFIT PLUS WFR CVX 28X45MM (1X5PK) INT  | 8E01175            |
| 125032                   | 1002362          | SURFIT PLUS WFR CVX 32X45MM (1X5PK) INT  | 7C04224            |
| 125032                   | 1012357          | COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 32MM (1X5PK)BE | 7E01287            |
| 125032                   | 1002360          | COMBIHESIVE II WFR CVX 32X45MM(1X5PK)SCN | 7E01288            |
| 125032                   | 1002362          | SURFIT PLUS WFR CVX 32X45MM (1X5PK) INT  | 7E01289            |
| 125032                   | 1002359          | COMBIHESIVE 2 WFR CVX 32X45MM (1X5PK) FR | 7E01290            |
| 125032                   | 1002361          | COMBIHESIVE 2 WFR CVX 32X45MM (1X5PK) IT | 7F00608            |
| 125033                   | 1012358          | COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 35MM (1X5PK)BE | 7E01292            |
| 125033                   | 1013428          | COMBIHESIVE 2S WFR CVX 35/45MM(1X5PK)CEU | 7E01293            |
| 125033                   | 1002364          | COMBIHESIVE II WFR CVX 35X45MM(1X5PK)SCN | 7E01294            |
| 125033                   | 1002363          | COMBIHESIVE 2 WFR CVX 35X45MM (1X5PK) FR | 7E01295            |
| 125033                   | 1002366          | SURFIT PLUS WFR CVX 35X45MM (1X5PK) INT  | 7E03364            |
| 125033                   | 1002366          | SURFIT PLUS WFR CVX 35X45MM (1X5PK) INT  | 8B04219            |
| 125033                   | 1013428          | COMBIHESIVE 2S WFR CVX 35/45MM(1X5PK)CEU | 8B04220            |
| 125033                   | 1002364          | COMBIHESIVE II WFR CVX 35X45MM(1X5PK)SCN | 8C03753            |
| 125034                   | 1002367          | COMBIHESIVE II WFR CVX 38X57MM(1X5PK)SCN | 7E02412            |
| 125034                   | 1013429          | COMBIHESIVE 2S WFR CVX 38/57MM(1X5PK)CEU | 7E02413            |
| 125034                   | 1002367          | COMBIHESIVE II WFR CVX 38X57MM(1X5PK)SCN | 7H04904            |
| 125034                   | 1012359          | COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 38MM (1X5PK)BE | 7H04905            |
| 125034                   | 1013429          | COMBIHESIVE 2S WFR CVX 38/57MM(1X5PK)CEU | 7H04906            |
| 125034                   | 1002368          | SURFIT PLUS WFR CVX 38X57MM (1X5PK) INT  | 7H05074            |
| 125034                   | 1012916          | SURFIT PLUS WFR CVX 38X57MM (1X5PK) IT   | 8A04956            |
| 125034                   | 1013429          | COMBIHESIVE 2S WFR CVX 38/57MM(1X5PK)CEU | 8A04957            |
| 125034                   | 1002367          | COMBIHESIVE II WFR CVX 38X57MM(1X5PK)SCN | 8A04958            |
| 125034                   | 1012359          | COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 38MM (1X5PK)BE | 8A04959            |
| 125034                   | 1013429          | COMBIHESIVE 2S WFR CVX 38/57MM(1X5PK)CEU | 8B02249            |
| 125034                   | 1002368          | SURFIT PLUS WFR CVX 38X57MM (1X5PK) INT  | 8F02600            |
| 125034                   | 1012359          | COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 38MM (1X5PK)BE | 8F02613            |
| 125034                   | 1012916          | SURFIT PLUS WFR CVX 38X57MM (1X5PK) IT   | 8F02614            |
| 125035                   | 1013430          | COMBIHESIVE 2S WFR CVX 41/57MM(1X5PK)CEU | 7H04907            |
| 125035                   | 1002370          | SURFIT PLUS WFR CVX 41X57MM (1X5PK) INT  | 7H04908            |
| 125035                   | 1002369          | COMBIHESIVE II WFR CVX 41X57MM(1X5PK)SCN | 7H04909            |
| 125035                   | 1012376          | COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 41MM (1X5PK)BE | 7H04910            |



| <b>Proizvod Kodirati</b> | <b>Materijal</b> | <b>opis materijala</b>                   | <b>Broj serije</b> |
|--------------------------|------------------|--|--------------------|
| 125035                   | 1002370          | SURFIT PLUS WFR CVX 41X57MM (1X5PK) INT  | 7K04883            |
| 125035                   | 1013430          | COMBIHESIVE 2S WFR CVX 41/57MM(1X5PK)CEU | 7K04884            |
| 125035                   | 1012917          | SURFIT PLUS WFR CVX 41X57MM (1X5PK) IT   | 7K04885            |
| 125035                   | 1012376          | COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 41MM (1X5PK)BE | 7K04886            |
| 125035                   | 1002369          | COMBIHESIVE II WFR CVX 41X57MM(1X5PK)SCN | 8B01729            |
| 125035                   | 1013430          | COMBIHESIVE 2S WFR CVX 41/57MM(1X5PK)CEU | 8B01730            |
| 125036                   | 1002372          | SURFIT PLUS WFR CVX 45X57MM (1X5PK) INT  | 7J03062            |
| 125036                   | 1013431          | COMBIHESIVE 2S WFR CVX 45/57MM(1X5PK)CEU | 7J03064            |
| 125036                   | 1014051          | SURFIT PLUS WFR CVX 45X57MM (1X5PK) IT   | 7J03065            |
| 125036                   | 1002372          | SURFIT PLUS WFR CVX 45X57MM (1X5PK) INT  | 8C02094            |
| 125036                   | 1002371          | COMBIHESIVE II WFR CVX 45X57MM(1X5PK)SCN | 8C02095            |
| 125036                   | 1013431          | COMBIHESIVE 2S WFR CVX 45/57MM(1X5PK)CEU | 8G02097            |
| 125037                   | 1012919          | SURFIT PLUS WFR CVX 50X57MM (1X5PK) IT   | 7L03278            |
| 125037                   | 1013432          | COMBIHESIVE 2S WFR CVX 50/57MM(1X5PK)CEU | 7L03279            |
| 125037                   | 1002374          | SURFIT PLUS WFR CVX 50X57MM (1X5PK) INT  | 7L03280            |
| 125037                   | 1002373          | COMBIHESIVE II WFR CVX 50X57MM(1X5PK)SCN | 7L03281            |
| 125037                   | 1012919          | SURFIT PLUS WFR CVX 50X57MM (1X5PK) IT   | 7M02850            |
| 125278                   | 1051431          | VARICARE S4S CVX WFR 13/45MM (1X5PK) JP  | 7J00006            |
| 125279                   | 1051432          | VARICARE S4S CVX WFR 16/45MM (1X5PK) JP  | 7F04003            |
| 125279                   | 1051432          | VARICARE S4S CVX WFR 16/45MM (1X5PK) JP  | 7J00008            |
| 125279                   | 1051432          | VARICARE S4S CVX WFR 16/45MM (1X5PK) JP  | 8F00683            |
| 125280                   | 1051433          | VARICARE S4S CVX WFR 19/45MM (1X5PK) JP  | 7M03972            |
| 125280                   | 1051433          | VARICARE S4S CVX WFR 19/45MM (1X5PK) JP  | 8A00733            |
| 125280                   | 1051433          | VARICARE S4S CVX WFR 19/45MM (1X5PK) JP  | 8E04639            |
| 125281                   | 1051434          | VARICARE S4S CVX WFR 22/45MM (1X5PK) JP  | 7E01836            |
| 125281                   | 1051434          | VARICARE S4S CVX WFR 22/45MM (1X5PK) JP  | 7K00524            |
| 125282                   | 1051435          | VARICARE S4S CVX WFR 25/45MM (1X5PK) JP  | 7J00001            |
| 125282                   | 1051435          | VARICARE S4S CVX WFR 25/45MM (1X5PK) JP  | 8E03843            |
| 125283                   | 1051436          | VARICARE S4S CVX WFR 28/45MM (1X5PK) JP  | 7F03154            |
| 125283                   | 1051436          | VARICARE S4S CVX WFR 28/45MM (1X5PK) JP  | 7M03580            |
| 125283                   | 1051436          | VARICARE S4S CVX WFR 28/45MM (1X5PK) JP  | 8F01049            |
| 125284                   | 1051437          | VARICARE S4S CVX WFR 32/45MM (1X5PK) JP  | 7H02190            |
| 125285                   | 1051438          | VARICARE S4S CVX WFR 35/45MM (1X5PK) JP  | 7J04969            |
| 125285                   | 1051438          | VARICARE S4S CVX WFR 35/45MM (1X5PK) JP  | 8G03496            |
| 402200                   | 1052415          | SURFIT NATURA S4S WFR CVX13/45MM1X5NL/GB | 7J01294            |
| 402200                   | 1052403          | SURFIT NATURA S4S WFR CVX 13/45MM(1X5)DE | 7J01295            |
| 402201                   | 1052416          | SURFIT NATURA S4S WFR CVX16/45MM1X5NL/GB | 7F03877            |
| 402201                   | 1052404          | SURFIT NATURA S4S WFR CVX 16/45MM(1X5)DE | 7F03878            |
| 402201                   | 1052416          | SURFIT NATURA S4S WFR CVX16/45MM1X5NL/GB | 7H04125            |

| <b>Proizvod Kodirati</b> | <b>Materijal</b> | <b>opis materijala</b>                   | <b>Broj serije</b> |
|--------------------------|------------------|--|--------------------|
| 402201                   | 1052404          | SURFIT NATURA S4S WFR CVX 16/45MM(1X5)DE | 8A06015            |
| 402201                   | 1052416          | SURFIT NATURA S4S WFR CVX16/45MM1X5NL/GB | 8D01629            |
| 402202                   | 1052417          | SURFIT NATURA S4S WFR CVX19/45MM1X5NL/GB | 7H01478            |
| 402202                   | 1052405          | SURFIT NATURA S4S WFR CVX 19/45MM(1X5)DE | 7H01479            |
| 402202                   | 1052405          | SURFIT NATURA S4S WFR CVX 19/45MM(1X5)DE | 7K05366            |
| 402202                   | 1052417          | SURFIT NATURA S4S WFR CVX19/45MM1X5NL/GB | 7K05368            |
| 402202                   | 1052417          | SURFIT NATURA S4S WFR CVX19/45MM1X5NL/GB | 8D05099            |
| 402202                   | 1052417          | SURFIT NATURA S4S WFR CVX19/45MM1X5NL/GB | 8G04010            |
| 402202                   | 1052405          | SURFIT NATURA S4S WFR CVX 19/45MM(1X5)DE | 8G04012            |
| 402203                   | 1052418          | SURFIT NATURA S4S WFR CVX22/45MM1X5NL/GB | 7J00665            |
| 402203                   | 1052406          | SURFIT NATURA S4S WFR CVX 22/45MM(1X5)DE | 7K03422            |
| 402203                   | 1052418          | SURFIT NATURA S4S WFR CVX22/45MM1X5NL/GB | 7K03423            |
| 402203                   | 1052406          | SURFIT NATURA S4S WFR CVX 22/45MM(1X5)DE | 7L01060            |
| 402203                   | 1052418          | SURFIT NATURA S4S WFR CVX22/45MM1X5NL/GB | 7L01062            |
| 402203                   | 1052406          | SURFIT NATURA S4S WFR CVX 22/45MM(1X5)DE | 8C00960            |
| 402203                   | 1052418          | SURFIT NATURA S4S WFR CVX22/45MM1X5NL/GB | 8C03915            |
| 402204                   | 1052407          | SURFIT NATURA S4S WFR CVX 25/45MM(1X5)DE | 7F00955            |
| 402204                   | 1052419          | SURFIT NATURA S4S WFR CVX25/45MM1X5NL/GB | 7F00956            |
| 402204                   | 1052419          | SURFIT NATURA S4S WFR CVX25/45MM1X5NL/GB | 7H01474            |
| 402204                   | 1052407          | SURFIT NATURA S4S WFR CVX 25/45MM(1X5)DE | 7H01475            |
| 402204                   | 1052419          | SURFIT NATURA S4S WFR CVX25/45MM1X5NL/GB | 7K02141            |
| 402204                   | 1052407          | SURFIT NATURA S4S WFR CVX 25/45MM(1X5)DE | 7K02153            |
| 402204                   | 1052419          | SURFIT NATURA S4S WFR CVX25/45MM1X5NL/GB | 8D05096            |
| 402204                   | 1052407          | SURFIT NATURA S4S WFR CVX 25/45MM(1X5)DE | 8G01612            |
| 402204                   | 1052419          | SURFIT NATURA S4S WFR CVX25/45MM1X5NL/GB | 8G01613            |
| 402204                   | 1052419          | SURFIT NATURA S4S WFR CVX25/45MM1X5NL/GB | 8H04519            |
| 402204                   | 1052407          | SURFIT NATURA S4S WFR CVX 25/45MM(1X5)DE | 8H04521            |
| 402205                   | 1052408          | SURFIT NATURA S4S WFR CVX 28/45MM(1X5)DE | 7F06139            |
| 402205                   | 1052408          | SURFIT NATURA S4S WFR CVX 28/45MM(1X5)DE | 7G03644            |
| 402205                   | 1052420          | SURFIT NATURA S4S WFR CVX28/45MM1X5NL/GB | 7G03645            |
| 402205                   | 1052420          | SURFIT NATURA S4S WFR CVX28/45MM1X5NL/GB | 7M03576            |
| 402205                   | 1052408          | SURFIT NATURA S4S WFR CVX 28/45MM(1X5)DE | 8D00474            |
| 402205                   | 1052420          | SURFIT NATURA S4S WFR CVX28/45MM1X5NL/GB | 8D00476            |
| 402205                   | 1052408          | SURFIT NATURA S4S WFR CVX 28/45MM(1X5)DE | 8G04015            |
| 402205                   | 1052420          | SURFIT NATURA S4S WFR CVX28/45MM1X5NL/GB | 8J00540            |
| 402206                   | 1052421          | SURFIT NATURA S4S WFR CVX32/45MM1X5NL/GB | 7G03647            |
| 402206                   | 1052409          | SURFIT NATURA S4S WFR CVX 32/45MM(1X5)DE | 7G03648            |
| 402206                   | 1052409          | SURFIT NATURA S4S WFR CVX 32/45MM(1X5)DE | 7L01338            |
| 402206                   | 1052421          | SURFIT NATURA S4S WFR CVX32/45MM1X5NL/GB | 7L01339            |

| <b>Proizvod Kodirati</b> | <b>Materijal</b> | <b>opis materijala</b>                   | <b>Broj serije</b> |
|--------------------------|------------------|--|--------------------|
| 402206                   | 1052421          | SURFIT NATURA S4S WFR CVX32/45MM1X5NL/GB | 7M03584            |
| 402206                   | 1052421          | SURFIT NATURA S4S WFR CVX32/45MM1X5NL/GB | 8C00953            |
| 402206                   | 1052421          | SURFIT NATURA S4S WFR CVX32/45MM1X5NL/GB | 8C03490            |
| 402207                   | 1052410          | SURFIT NATURA S4S WFR CVX 35/45MM(1X5)DE | 7K02047            |
| 402207                   | 1052422          | SURFIT NATURA S4S WFR CVX35/45MM1X5NL/GB | 7K02048            |
| 402207                   | 1052422          | SURFIT NATURA S4S WFR CVX35/45MM1X5NL/GB | 8A00737            |
| 402207                   | 1052410          | SURFIT NATURA S4S WFR CVX 35/45MM(1X5)DE | 8A00738            |
| 402207                   | 1052422          | SURFIT NATURA S4S WFR CVX35/45MM1X5NL/GB | 8F00089            |
| 402207                   | 1052422          | SURFIT NATURA S4S WFR CVX35/45MM1X5NL/GB | 8G03493            |
| 402208                   | 1052423          | SURFIT NATURA S4S WFR CVX38/57MM1X5NL/GB | 7H04929            |
| 402208                   | 1052411          | SURFIT NATURA S4S WFR CVX 38/57MM(1X5)DE | 7H04930            |
| 402208                   | 1052423          | SURFIT NATURA S4S WFR CVX38/57MM1X5NL/GB | 7J04231            |
| 402208                   | 1052411          | SURFIT NATURA S4S WFR CVX 38/57MM(1X5)DE | 7J04233            |
| 402208                   | 1052423          | SURFIT NATURA S4S WFR CVX38/57MM1X5NL/GB | 8H00327            |
| 402209                   | 1052424          | SURFIT NATURA S4S WFR CVX41/57MM1X5NL/GB | 7H03495            |
| 402209                   | 1052424          | SURFIT NATURA S4S WFR CVX41/57MM1X5NL/GB | 7H03496            |
| 402209                   | 1052412          | SURFIT NATURA S4S WFR CVX 41/57MM(1X5)DE | 7H03497            |
| 402210                   | 1052425          | SURFIT NATURA S4S WFR CVX45/57MM1X5NL/GB | 7H04917            |
| 402210                   | 1052413          | SURFIT NATURA S4S WFR CVX 45/57MM(1X5)DE | 7H04918            |
| 402211                   | 1052414          | SURFIT NATURA S4S WFR CVX 50/57MM(1X5)DE | 7H05736            |
| 402211                   | 1052426          | SURFIT NATURA S4S WFR CVX50/57MM1X5NL/GB | 7H05737            |
| 125028                   | 1210693          | SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) ES   | 7L02965            |
| 125028                   | 1210693          | SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) ES   | 8A00729            |
| 125028                   | 1210693          | SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) ES   | 8D00468            |
| 125028                   | 1210693          | SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) ES   | 8F03146            |
| 125029                   | 1210694          | SURFIT PLUS WFR CVX 22X45MM (1X5PK) ES   | 8B01190            |
| 125030                   | 1210695          | COMBIHESIVE 2 WFR CVX 25X45MM (1X5PK) ES | 7G03584            |
| 125030                   | 1210695          | COMBIHESIVE 2 WFR CVX 25X45MM (1X5PK) ES | 8A02704            |
| 125030                   | 1210695          | COMBIHESIVE 2 WFR CVX 25X45MM (1X5PK) ES | 8C04243            |
| 125030                   | 1210695          | COMBIHESIVE 2 WFR CVX 25X45MM (1X5PK) ES | 8F02591            |
| 125030                   | 1210695          | COMBIHESIVE 2 WFR CVX 25X45MM (1X5PK) ES | 8F04930            |
| 125031                   | 1210696          | COMBIHESIVE 2 WFR CVX 28X45MM (1X5PK) ES | 8B03228            |
| 125032                   | 1210697          | COMBIHESIVE 2 WFR CVX 32X45MM (1X5PK) ES | 7E03289            |
| 125033                   | 1210698          | COMBIHESIVE 2 WFR CVX 34X45MM (1X5PK) ES | 8B04221            |
| 125033                   | 1210698          | COMBIHESIVE 2 WFR CVX 34X45MM (1X5PK) ES | 8C03752            |
| 125278                   | 1704525          | NATURA WFR FLEX CVX 13/45MM (1X5PK) EUR  | 7L03067            |
| 125278                   | 1135962          | C/HESIVE NAT WFR FLEX 13/45MM (1X5)GB/NL | 7L03070            |
| 125278                   | 1136074          | C/HESIVE NAT WFR FLEX 13/45MM (1X5PK) DE | 7L03072            |
| 125279                   | 1704527          | NATURA WFR FLEX CVX 16/45MM (1X5PK) EUR  | 7E02269            |



| <b>Proizvod Kodirati</b> | <b>Materijal</b> | <b>opis materijala</b>                   | <b>Broj serije</b> |
|--------------------------|------------------|--|--------------------|
| 125279                   | 1136075          | C/HESIVE NAT WFR FLEX 16/45MM (1X5PK) DE | 7E02312            |
| 125279                   | 1136075          | C/HESIVE NAT WFR FLEX 16/45MM (1X5PK) DE | 7K05185            |
| 125279                   | 1704527          | NATURA WFR FLEX CVX 16/45MM (1X5PK) EUR  | 7K05186            |
| 125279                   | 1135963          | C/HESIVE NAT WFR FLEX 16/45MM (1X5)GB/NL | 7K05187            |
| 125279                   | 1135963          | C/HESIVE NAT WFR FLEX 16/45MM (1X5)GB/NL | 8F00670            |
| 125279                   | 1704527          | NATURA WFR FLEX CVX 16/45MM (1X5PK) EUR  | 8F00671            |
| 125280                   | 1136076          | C/HESIVE NAT WFR FLEX 19/45MM (1X5PK) DE | 7D01171            |
| 125280                   | 1135964          | C/HESIVE NAT WFR FLEX 19/45MM (1X5)GB/NL | 7D01173            |
| 125280                   | 1136076          | C/HESIVE NAT WFR FLEX 19/45MM (1X5PK) DE | 7D04717            |
| 125280                   | 1135964          | C/HESIVE NAT WFR FLEX 19/45MM (1X5)GB/NL | 8A00732            |
| 125280                   | 1136076          | C/HESIVE NAT WFR FLEX 19/45MM (1X5PK) DE | 8A00735            |
| 125280                   | 1135964          | C/HESIVE NAT WFR FLEX 19/45MM (1X5)GB/NL | 8E04640            |
| 125281                   | 1136077          | C/HESIVE NAT WFR FLEX 22/45MM (1X5PK) DE | 7C05397            |
| 125281                   | 1135965          | C/HESIVE NAT WFR FLEX 22/45MM (1X5)GB/NL | 7C05398            |
| 125281                   | 1704529          | NATURA WFR FLEX CVX 22/45MM (1X5PK) EUR  | 7E01837            |
| 125281                   | 1136077          | C/HESIVE NAT WFR FLEX 22/45MM (1X5PK) DE | 7E01838            |
| 125281                   | 1135965          | C/HESIVE NAT WFR FLEX 22/45MM (1X5)GB/NL | 7K00519            |
| 125281                   | 1136077          | C/HESIVE NAT WFR FLEX 22/45MM (1X5PK) DE | 7K00520            |
| 125281                   | 1135965          | C/HESIVE NAT WFR FLEX 22/45MM (1X5)GB/NL | 7K05908            |
| 125281                   | 1704529          | NATURA WFR FLEX CVX 22/45MM (1X5PK) EUR  | 7K05911            |
| 125281                   | 1704529          | NATURA WFR FLEX CVX 22/45MM (1X5PK) EUR  | 7L01342            |
| 125281                   | 1136077          | C/HESIVE NAT WFR FLEX 22/45MM (1X5PK) DE | 7L01343            |
| 125281                   | 1135965          | C/HESIVE NAT WFR FLEX 22/45MM (1X5)GB/NL | 8E01678            |
| 125282                   | 1704530          | NATURA WFR FLEX CVX 25/45MM (1X5PK) EUR  | 7E01711            |
| 125282                   | 1704530          | NATURA WFR FLEX CVX 25/45MM (1X5PK) EUR  | 7F01779            |
| 125282                   | 1704530          | NATURA WFR FLEX CVX 25/45MM (1X5PK) EUR  | 7G00165            |
| 125282                   | 1136078          | C/HESIVE NAT WFR FLEX 25/45MM (1X5PK) DE | 7G02896            |
| 125282                   | 1136078          | C/HESIVE NAT WFR FLEX 25/45MM (1X5PK) DE | 7M03979            |
| 125282                   | 1704530          | NATURA WFR FLEX CVX 25/45MM (1X5PK) EUR  | 8B00892            |
| 125282                   | 1704530          | NATURA WFR FLEX CVX 25/45MM (1X5PK) EUR  | 8E03842            |
| 125282                   | 1135966          | C/HESIVE NAT WFR FLEX 25/45MM (1X5)GB/NL | 8H01556            |
| 125282                   | 1136078          | C/HESIVE NAT WFR FLEX 25/45MM (1X5PK) DE | 8H01557            |
| 125283                   | 1135967          | C/HESIVE NAT WFR FLEX 28/45MM (1X5)GB/NL | 7C05414            |
| 125283                   | 1704531          | NATURA WFR FLEX CVX 28/45MM (1X5PK) EUR  | 7F03153            |
| 125283                   | 1136079          | C/HESIVE NAT WFR FLEX 28/45MM (1X5PK) DE | 7H04122            |
| 125283                   | 1704531          | NATURA WFR FLEX CVX 28/45MM (1X5PK) EUR  | 7L01043            |
| 125283                   | 1136079          | C/HESIVE NAT WFR FLEX 28/45MM (1X5PK) DE | 7L01045            |
| 125283                   | 1704531          | NATURA WFR FLEX CVX 28/45MM (1X5PK) EUR  | 7M03582            |
| 125283                   | 1135967          | C/HESIVE NAT WFR FLEX 28/45MM (1X5)GB/NL | 7M03583            |

| <b>Proizvod Kodirati</b> | <b>Materijal</b> | <b>opis materijala</b>                   | <b>Broj serije</b> |
|--------------------------|------------------|--|--------------------|
| 125283                   | 1136079          | C/HESIVE NAT WFR FLEX 28/45MM (1X5PK) DE | 8J00539            |
| 125284                   | 1135968          | C/HESIVE NAT WFR FLEX 32/45MM (1X5)GB/NL | 7H02189            |
| 125284                   | 1704532          | NATURA WFR FLEX CVX 32/45MM (1X5PK) EUR  | 8C03529            |
| 125285                   | 1136081          | C/HESIVE NAT WFR FLEX 35/45MM (1X5PK) DE | 7D04718            |
| 125285                   | 1704533          | NATURA WFR FLEX CVX 35/45MM (1X5PK) EUR  | 7F01762            |
| 125285                   | 1135969          | C/HESIVE NAT WFR FLEX 35/45MM (1X5)GB/NL | 7J02058            |
| 125285                   | 1704533          | NATURA WFR FLEX CVX 35/45MM (1X5PK) EUR  | 8G03495            |
| 125286                   | 1136082          | C/HESIVE NAT WFR FLEX 38/57MM (1X5PK) DE | 7F05915            |
| 125286                   | 1136082          | C/HESIVE NAT WFR FLEX 38/57MM (1X5PK) DE | 7H06312            |
| 125286                   | 1135970          | C/HESIVE NAT WFR FLEX 38/57MM (1X5)GB/NL | 7H06313            |
| 125286                   | 1704534          | NATURA WFR FLEX CVX 38/57MM (1X5PK) EUR  | 7H06316            |
| 125286                   | 1136082          | C/HESIVE NAT WFR FLEX 38/57MM (1X5PK) DE | 7J04227            |
| 125286                   | 1704534          | NATURA WFR FLEX CVX 38/57MM (1X5PK) EUR  | 7J04228            |
| 125286                   | 1135970          | C/HESIVE NAT WFR FLEX 38/57MM (1X5)GB/NL | 8A05991            |
| 125286                   | 1704534          | NATURA WFR FLEX CVX 38/57MM (1X5PK) EUR  | 8E01296            |
| 125287                   | 1136071          | C/HESIVE NAT WFR FLEX 41/57MM (1X5)GB/NL | 8A06017            |
| 125287                   | 1136083          | C/HESIVE NAT WFR FLEX 41/57MM (1X5PK) DE | 8A06018            |
| 125287                   | 1704535          | NATURA WFR FLEX CVX 41/57MM (1X5PK) EUR  | 8A06019            |
| 125287                   | 1136083          | C/HESIVE NAT WFR FLEX 41/57MM (1X5PK) DE | 8D00709            |
| 125287                   | 1136071          | C/HESIVE NAT WFR FLEX 41/57MM (1X5)GB/NL | 8D05101            |
| 125288                   | 1704536          | NATURA WFR FLEX CVX 45/57MM (1X5PK) EUR  | 7H04927            |
| 125288                   | 1704536          | NATURA WFR FLEX CVX 45/57MM (1X5PK) EUR  | 7M00468            |
| 125288                   | 1136084          | C/HESIVE NAT WFR FLEX 45/57MM (1X5PK) DE | 7M00469            |
| 125289                   | 1700992          | NATURA WFR FLEX CVX 50/57MM (1X5PK) EUR  | 7G01363            |
| 125289                   | 1136073          | C/HESIVE NAT WFR FLEX 50/57MM (1X5)GB/NL | 7G01364            |
| 125289                   | 1136085          | C/HESIVE NAT WFR FLEX 50/57MM (1X5PK) DE | 7G01366            |
| 125289                   | 1700992          | NATURA WFR FLEX CVX 50/57MM (1X5PK) EUR  | 7J00630            |
| 125289                   | 1136085          | C/HESIVE NAT WFR FLEX 50/57MM (1X5PK) DE | 7K07046            |
| 125289                   | 1136073          | C/HESIVE NAT WFR FLEX 50/57MM (1X5)GB/NL | 7K07047            |
| 404592                   | 1156500          | NATURA WFR MOLDABLE CVX 13/45MM (1X10)US | 7C05400            |
| 404592                   | 1156500          | NATURA WFR MOLDABLE CVX 13/45MM (1X10)US | 7C05401            |
| 404592                   | 1175793          | C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 13/22MM(1X10)JP | 7F06140            |
| 404592                   | 1175760          | C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 13/22MM(1X10)DE | 7F06141            |
| 404592                   | 1175793          | C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 13/22MM(1X10)JP | 7K00745            |
| 404592                   | 1701043          | NATURA MLDC CVX 13/22MM (1X10PK) EUR     | 7K00746            |
| 404592                   | 1174445          | C/HESIVE NAT MLDC CVX13/22MM(1X10) GB/NL | 7M00630            |
| 404592                   | 1175760          | C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 13/22MM(1X10)DE | 7M00631            |
| 404592                   | 1156500          | NATURA WFR MOLDABLE CVX 13/45MM (1X10)US | 7M00632            |
| 404592                   | 1701043          | NATURA MLDC CVX 13/22MM (1X10PK) EUR     | 7M03042            |

| <b>Proizvod Kodirati</b> | <b>Materijal</b> | <b>opis materijala</b>                   | <b>Broj serije</b> |
|--------------------------|------------------|--|--------------------|
| 404592                   | 1156500          | NATURA WFR MOLDABLE CVX 13/45MM (1X10)US | 7M03044            |
| 404592                   | 1156500          | NATURA WFR MOLDABLE CVX 13/45MM (1X10)US | 8A00115            |
| 404592                   | 1156500          | NATURA WFR MOLDABLE CVX 13/45MM (1X10)US | 8A03532            |
| 404592                   | 1701043          | NATURA MLDC CVX 13/22MM (1X10PK) EUR     | 8A04344            |
| 404592                   | 1156500          | NATURA WFR MOLDABLE CVX 13/45MM (1X10)US | 8A04345            |
| 404592                   | 1156500          | NATURA WFR MOLDABLE CVX 13/45MM (1X10)US | 8A04652            |
| 404592                   | 1156500          | NATURA WFR MOLDABLE CVX 13/45MM (1X10)US | 8A06020            |
| 404592                   | 1175793          | C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 13/22MM(1X10)JP | 8A06807            |
| 404592                   | 1174445          | C/HESIVE NAT MLDC CVX13/22MM(1X10) GB/NL | 8A06808            |
| 404592                   | 1175760          | C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 13/22MM(1X10)DE | 8A06810            |
| 404592                   | 1156500          | NATURA WFR MOLDABLE CVX 13/45MM (1X10)US | 8C00510            |
| 404592                   | 1156500          | NATURA WFR MOLDABLE CVX 13/45MM (1X10)US | 8C02727            |
| 404592                   | 1156500          | NATURA WFR MOLDABLE CVX 13/45MM (1X10)US | 8C04760            |
| 404592                   | 1174445          | C/HESIVE NAT MLDC CVX13/22MM(1X10) GB/NL | 8C04761            |
| 404592                   | 1156500          | NATURA WFR MOLDABLE CVX 13/45MM (1X10)US | 8D00831            |
| 404592                   | 1156500          | NATURA WFR MOLDABLE CVX 13/45MM (1X10)US | 8E03229            |
| 404592                   | 1175760          | C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 13/22MM(1X10)DE | 8E03230            |
| 404592                   | 1701043          | NATURA MLDC CVX 13/22MM (1X10PK) EUR     | 8E03231            |
| 404592                   | 1156500          | NATURA WFR MOLDABLE CVX 13/45MM (1X10)US | 8E05049            |
| 404592                   | 1175793          | C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 13/22MM(1X10)JP | 8G02863            |
| 404593                   | 1156501          | NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US | 7D00656            |
| 404593                   | 1156501          | NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US | 7D04454            |
| 404593                   | 1701044          | NATURA WFR MLD CVX 22/33MM (1X10PK) EUR  | 7E02404            |
| 404593                   | 1175761          | C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 22/33MM(1X10)DE | 7E02405            |
| 404593                   | 1175761          | C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 22/33MM(1X10)DE | 7F01769            |
| 404593                   | 1156501          | NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US | 7G02078            |
| 404593                   | 1174446          | C/HESIVE NAT MLDC CVX22/33MM(1X10) GB/NL | 7G02852            |
| 404593                   | 1175761          | C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 22/33MM(1X10)DE | 7G02853            |
| 404593                   | 1175794          | C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 22/33MM(1X10)JP | 7G02854            |
| 404593                   | 1701044          | NATURA WFR MLD CVX 22/33MM (1X10PK) EUR  | 7G04435            |
| 404593                   | 1156501          | NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US | 7G04441            |
| 404593                   | 1156501          | NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US | 7H02557            |
| 404593                   | 1156501          | NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US | 7J01301            |
| 404593                   | 1175761          | C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 22/33MM(1X10)DE | 7K00530            |
| 404593                   | 1156501          | NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US | 7K04909            |
| 404593                   | 1701044          | NATURA WFR MLD CVX 22/33MM (1X10PK) EUR  | 7K04911            |
| 404593                   | 1174446          | C/HESIVE NAT MLDC CVX22/33MM(1X10) GB/NL | 7L00138            |
| 404593                   | 1175794          | C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 22/33MM(1X10)JP | 7L00139            |
| 404593                   | 1156501          | NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US | 7M01936            |

| <b>Proizvod Kodirati</b> | <b>Materijal</b> | <b>opis materijala</b>                   | <b>Broj serije</b> |
|--------------------------|------------------|--|--------------------|
| 404593                   | 1175794          | C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 22/33MM(1X10)JP | 7M02490            |
| 404593                   | 1156501          | NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US | 8A00074            |
| 404593                   | 1156501          | NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US | 8B00644            |
| 404593                   | 1156501          | NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US | 8B02183            |
| 404593                   | 1156501          | NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US | 8B03434            |
| 404593                   | 1156501          | NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US | 8B04381            |
| 404593                   | 1174446          | C/HESIVE NAT MLDC CVX22/33MM(1X10) GB/NL | 8B05257            |
| 404593                   | 1175794          | C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 22/33MM(1X10)JP | 8B05258            |
| 404593                   | 1156501          | NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US | 8C00509            |
| 404593                   | 1156501          | NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US | 8C01171            |
| 404593                   | 1156501          | NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US | 8C02729            |
| 404593                   | 1156501          | NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US | 8C03723            |
| 404593                   | 1156501          | NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US | 8D02090            |
| 404593                   | 1156501          | NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US | 8D03559            |
| 404593                   | 1174446          | C/HESIVE NAT MLDC CVX22/33MM(1X10) GB/NL | 8E01304            |
| 404593                   | 1701044          | NATURA WFR MLD CVX 22/33MM (1X10PK) EUR  | 8E01305            |
| 404593                   | 1156501          | NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US | 8E01307            |
| 404593                   | 1156501          | NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US | 8E02086            |
| 404593                   | 1174446          | C/HESIVE NAT MLDC CVX22/33MM(1X10) GB/NL | 8E02335            |
| 404593                   | 1156501          | NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US | 8E03031            |
| 404593                   | 1156501          | NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US | 8E04637            |
| 404593                   | 1156501          | NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US | 8F02984            |
| 404593                   | 1156501          | NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US | 8F03648            |
| 404593                   | 1156501          | NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US | 8F04417            |
| 404593                   | 1156501          | NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US | 8G00535            |
| 404593                   | 1156501          | NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US | 8G03022            |
| 404593                   | 1701044          | NATURA WFR MLD CVX 22/33MM (1X10PK) EUR  | 8G03023            |
| 404593                   | 1156501          | NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US | 8G04263            |
| 404593                   | 1156501          | NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US | 8H01875            |
| 404593                   | 1156501          | NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US | 8H01908            |
| 404593                   | 1156501          | NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US | 8H04937            |
| 404594                   | 1156502          | NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US | 7E01633            |
| 404594                   | 1156502          | NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US | 7E04176            |
| 404594                   | 1156502          | NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US | 7E04177            |
| 404594                   | 1156502          | NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US | 7E04777            |
| 404594                   | 1701045          | NATURA MLDC CVX 33/57MM (1X10PK) EUR     | 7F00003            |
| 404594                   | 1156502          | NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US | 7F02063            |
| 404594                   | 1156502          | NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US | 7F05062            |
| 404594                   | 1175795          | C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 33/57MM(1X10)JP | 7F05064            |

| <b>Proizvod Kodirati</b> | <b>Materijal</b> | <b>opis materijala</b>                   | <b>Broj serije</b> |
|--------------------------|------------------|--|--------------------|
| 404594                   | 1701045          | NATURA MLDC CVX 33/57MM (1X10PK) EUR     | 7G00578            |
| 404594                   | 1174447          | C/HESIVE NAT MLDC CVX33/57MM(1X10) GB/NL | 7G05697            |
| 404594                   | 1175762          | C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 33/57MM(1X10)DE | 7G05698            |
| 404594                   | 1156502          | NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US | 7H04130            |
| 404594                   | 1156502          | NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US | 7H04920            |
| 404594                   | 1174447          | C/HESIVE NAT MLDC CVX33/57MM(1X10) GB/NL | 7H04921            |
| 404594                   | 1156502          | NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US | 7J02079            |
| 404594                   | 1175795          | C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 33/57MM(1X10)JP | 7L01034            |
| 404594                   | 1701045          | NATURA MLDC CVX 33/57MM (1X10PK) EUR     | 7L01035            |
| 404594                   | 1175762          | C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 33/57MM(1X10)DE | 7L04697            |
| 404594                   | 1156502          | NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US | 7L04700            |
| 404594                   | 1156502          | NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US | 7L05271            |
| 404594                   | 1156502          | NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US | 7M00428            |
| 404594                   | 1156502          | NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US | 7M01598            |
| 404594                   | 1156502          | NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US | 7M01995            |
| 404594                   | 1156502          | NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US | 7M03355            |
| 404594                   | 1701045          | NATURA MLDC CVX 33/57MM (1X10PK) EUR     | 7M03432            |
| 404594                   | 1175795          | C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 33/57MM(1X10)JP | 7M03434            |
| 404594                   | 1156502          | NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US | 8A00740            |
| 404594                   | 1175762          | C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 33/57MM(1X10)DE | 8A00741            |
| 404594                   | 1174447          | C/HESIVE NAT MLDC CVX33/57MM(1X10) GB/NL | 8A00742            |
| 404594                   | 1701045          | NATURA MLDC CVX 33/57MM (1X10PK) EUR     | 8B03275            |
| 404594                   | 1156502          | NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US | 8D00463            |
| 404594                   | 1174447          | C/HESIVE NAT MLDC CVX33/57MM(1X10) GB/NL | 8D00595            |
| 404594                   | 1156502          | NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US | 8D02102            |
| 404594                   | 1156502          | NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US | 8D02814            |
| 404594                   | 1156502          | NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US | 8D03557            |
| 404594                   | 1175795          | C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 33/57MM(1X10)JP | 8D05072            |
| 404594                   | 1701045          | NATURA MLDC CVX 33/57MM (1X10PK) EUR     | 8D05074            |
| 404594                   | 1156502          | NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US | 8E00637            |
| 404594                   | 1156502          | NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US | 8E01067            |
| 404594                   | 1156502          | NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US | 8E01627            |
| 404594                   | 1174447          | C/HESIVE NAT MLDC CVX33/57MM(1X10) GB/NL | 8E03028            |
| 404594                   | 1156502          | NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US | 8E03029            |
| 404594                   | 1175795          | C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 33/57MM(1X10)JP | 8F03571            |
| 404594                   | 1156502          | NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US | 8F03634            |
| 404594                   | 1156502          | NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US | 8F04925            |
| 404594                   | 1701045          | NATURA MLDC CVX 33/57MM (1X10PK) EUR     | 8G03296            |
| 404594                   | 1156502          | NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US | 8G03730            |



| <b>Proizvod Kodirati</b> | <b>Materijal</b> | <b>opis materijala</b>                   | <b>Broj serije</b> |
|--------------------------|------------------|--|--------------------|
| 404594                   | 1174447          | C/HESIVE NAT MLDC CVX33/57MM(1X10) GB/NL | 8G03932            |
| 404594                   | 1156502          | NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US | 8H01554            |
| 404594                   | 1175795          | C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 33/57MM(1X10)JP | 8H02437            |
| 404594                   | 1156502          | NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US | 8H02438            |
| 404594                   | 1156502          | NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US | 8H04517            |
| 404594                   | 1701045          | NATURA MLDC CVX 33/57MM (1X10PK) EUR     | 8J00972            |
| 411449                   | 1189481          | C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX13/45MM1X10PKFR | 7D05763            |
| 411449                   | 1191965          | SURFIT PLUS MOLDABLE CVX13/45MM1X10PKINT | 7D05766            |
| 411449                   | 1189481          | C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX13/45MM1X10PKFR | 7J01296            |
| 411449                   | 1191965          | SURFIT PLUS MOLDABLE CVX13/45MM1X10PKINT | 7K03430            |
| 411449                   | 1189481          | C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX13/45MM1X10PKFR | 8E01630            |
| 411450                   | 1189482          | C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X10PKFR | 7D02980            |
| 411450                   | 1191966          | SURFIT PLUS MOLDABLE CVX22/45MM1X10PKINT | 7D03850            |
| 411450                   | 1189482          | C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X10PKFR | 7E00892            |
| 411450                   | 1191966          | SURFIT PLUS MOLDABLE CVX22/45MM1X10PKINT | 7G01988            |
| 411450                   | 1189482          | C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X10PKFR | 7L01056            |
| 411450                   | 1191966          | SURFIT PLUS MOLDABLE CVX22/45MM1X10PKINT | 7L07677            |
| 411450                   | 1191966          | SURFIT PLUS MOLDABLE CVX22/45MM1X10PKINT | 8J02466            |
| 411451                   | 1189483          | C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X10PKFR | 7G03101            |
| 411451                   | 1191968          | SURFIT S92MOLDABLE CVX33/57MM1X10PKINT   | 7G03115            |
| 411451                   | 1191968          | SURFIT S92MOLDABLE CVX33/57MM1X10PKINT   | 7K01486            |
| 411451                   | 1189483          | C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X10PKFR | 7K01698            |
| 411451                   | 1189483          | C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X10PKFR | 7L06598            |
| 411451                   | 1191968          | SURFIT S92MOLDABLE CVX33/57MM1X10PKINT   | 8A00745            |
| 411451                   | 1191968          | SURFIT S92MOLDABLE CVX33/57MM1X10PKINT   | 8E03026            |
| 411451                   | 1189483          | C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X10PKFR | 8F00894            |
| 411451                   | 1191968          | SURFIT S92MOLDABLE CVX33/57MM1X10PKINT   | 8F00895            |
| 411451                   | 1191968          | SURFIT S92MOLDABLE CVX33/57MM1X10PKINT   | 8F04686            |
| 411451                   | 1191968          | SURFIT S92MOLDABLE CVX33/57MM1X10PKINT   | 8J01450            |
| 411451                   | 1189483          | C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X10PKFR | 8J01492            |
| 411452                   | 1187547          | C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX13/45MM1X5PK IT | 7D05767            |
| 411452                   | 1187547          | C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX13/45MM1X5PK IT | 7J01297            |
| 411452                   | 1190777          | C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX13/45MM1X5PK BE | 7K03428            |
| 411452                   | 1187547          | C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX13/45MM1X5PK IT | 7K03432            |
| 411452                   | 1187541          | C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX13/45MM1X5PKSCN | 8E01628            |
| 411452                   | 1190777          | C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX13/45MM1X5PK BE | 8E01631            |
| 411453                   | 1187548          | C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X5PK IT | 7D02278            |
| 411453                   | 1187542          | C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X5PKSCN | 7D03851            |
| 411453                   | 1190778          | C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X5PK BE | 7G01703            |

| <b>Proizvod Kodirati</b> | <b>Materijal</b> | <b>opis materijala</b>                   | <b>Broj serije</b> |
|--------------------------|------------------|--|--------------------|
| 411453                   | 1187548          | C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X5PK IT | 7G01705            |
| 411453                   | 1187542          | C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X5PKSCN | 7G01989            |
| 411453                   | 1187542          | C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X5PKSCN | 7L01053            |
| 411453                   | 1187548          | C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X5PK IT | 7L01054            |
| 411453                   | 1190778          | C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X5PK BE | 7L07676            |
| 411453                   | 1187542          | C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X5PKSCN | 7L07678            |
| 411453                   | 1187548          | C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X5PK IT | 7L07679            |
| 411453                   | 1187545          | C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X5PKCEU | 7L07681            |
| 411453                   | 1187542          | C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X5PKSCN | 8E00276            |
| 411453                   | 1190778          | C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X5PK BE | 8E00277            |
| 411453                   | 1187545          | C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X5PKCEU | 8J02468            |
| 411454                   | 1187543          | C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PKSCN | 7G03112            |
| 411454                   | 1187549          | C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PK IT | 7G03113            |
| 411454                   | 1190779          | C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PK BE | 7G03114            |
| 411454                   | 1187549          | C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PK IT | 7J00624            |
| 411454                   | 1190779          | C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PK BE | 7J00626            |
| 411454                   | 1187543          | C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PKSCN | 7J00627            |
| 411454                   | 1187546          | C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PKCEU | 7J02059            |
| 411454                   | 1187546          | C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PKCEU | 7K01699            |
| 411454                   | 1190779          | C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PK BE | 7K01700            |
| 411454                   | 1187549          | C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PK IT | 7L06595            |
| 411454                   | 1187543          | C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PKSCN | 7L06597            |
| 411454                   | 1190779          | C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PK BE | 7L06599            |
| 411454                   | 1187546          | C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PKCEU | 8A00744            |
| 411454                   | 1190779          | C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PK BE | 8E03024            |
| 411454                   | 1187546          | C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PKCEU | 8E03025            |
| 411454                   | 1187543          | C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PKSCN | 8F00891            |
| 411454                   | 1187549          | C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PK IT | 8F00893            |
| 411454                   | 1187546          | C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PKCEU | 8F00900            |
| 411454                   | 1187546          | C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PKCEU | 8F04688            |
| 411454                   | 1187549          | C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PK IT | 8J01449            |
| 411454                   | 1190779          | C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PK BE | 8J01494            |
| 413177                   | 1161266          | SURFIT NATURA WFR CVX 13/45MM (1X10PK)US | 7C05884            |
| 413177                   | 1701082          | NATURA WFR CVX 13/45MM (1X10PK) EUR      | 7L03068            |
| 413177                   | 1161266          | SURFIT NATURA WFR CVX 13/45MM (1X10PK)US | 7L03069            |
| 413177                   | 1161266          | SURFIT NATURA WFR CVX 13/45MM (1X10PK)US | 8C03530            |
| 413178                   | 1161267          | SURFIT NATURA WFR CVX 16/45MM (1X10PK)US | 7C05886            |
| 413178                   | 1701083          | NATURA WFR CVX 16/45MM (1X10PK) EUR      | 7E02270            |
| 413178                   | 1161267          | SURFIT NATURA WFR CVX 16/45MM (1X10PK)US | 7E02314            |

| <b>Proizvod Kodirati</b> | <b>Materijal</b> | <b>opis materijala</b>                   | <b>Broj serije</b> |
|--------------------------|------------------|--|--------------------|
| 413178                   | 1161267          | SURFIT NATURA WFR CVX 16/45MM (1X10PK)US | 7F04002            |
| 413178                   | 1161267          | SURFIT NATURA WFR CVX 16/45MM (1X10PK)US | 7M03586            |
| 413178                   | 1701083          | NATURA WFR CVX 16/45MM (1X10PK) EUR      | 8A00726            |
| 413178                   | 1161267          | SURFIT NATURA WFR CVX 16/45MM (1X10PK)US | 8A00727            |
| 413178                   | 1161267          | SURFIT NATURA WFR CVX 16/45MM (1X10PK)US | 8B03741            |
| 413178                   | 1161267          | SURFIT NATURA WFR CVX 16/45MM (1X10PK)US | 8F00684            |
| 413178                   | 1161267          | SURFIT NATURA WFR CVX 16/45MM (1X10PK)US | 8H04702            |
| 413179                   | 1161268          | SURFIT NATURA WFR CVX 19/45MM (1X10PK)US | 7D01169            |
| 413179                   | 1161268          | SURFIT NATURA WFR CVX 19/45MM (1X10PK)US | 8A00731            |
| 413179                   | 1161268          | SURFIT NATURA WFR CVX 19/45MM (1X10PK)US | 8E04641            |
| 413180                   | 1161269          | SURFIT NATURA WFR CVX 22/45MM (1X10PK)US | 7C01423            |
| 413180                   | 1161269          | SURFIT NATURA WFR CVX 22/45MM (1X10PK)US | 7C02570            |
| 413180                   | 1161269          | SURFIT NATURA WFR CVX 22/45MM (1X10PK)US | 7J01730            |
| 413180                   | 1701085          | NATURA WFR CVX 22/45MM (1X10PK) EUR      | 7K00521            |
| 413180                   | 1161269          | SURFIT NATURA WFR CVX 22/45MM (1X10PK)US | 7K00522            |
| 413180                   | 1701085          | NATURA WFR CVX 22/45MM (1X10PK) EUR      | 7K05907            |
| 413180                   | 1161269          | SURFIT NATURA WFR CVX 22/45MM (1X10PK)US | 7K05910            |
| 413180                   | 1161269          | SURFIT NATURA WFR CVX 22/45MM (1X10PK)US | 7M02816            |
| 413180                   | 1161269          | SURFIT NATURA WFR CVX 22/45MM (1X10PK)US | 8C05312            |
| 413180                   | 1161269          | SURFIT NATURA WFR CVX 22/45MM (1X10PK)US | 8E01680            |
| 413180                   | 1161269          | SURFIT NATURA WFR CVX 22/45MM (1X10PK)US | 8F00696            |
| 413180                   | 1701085          | NATURA WFR CVX 22/45MM (1X10PK) EUR      | 8F00698            |
| 413180                   | 1161269          | SURFIT NATURA WFR CVX 22/45MM (1X10PK)US | 8F00901            |
| 413181                   | 1161270          | SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US | 7B01217            |
| 413181                   | 1161270          | SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US | 7B04035            |
| 413181                   | 1161270          | SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US | 7C01401            |
| 413181                   | 1161270          | SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US | 7C04233            |
| 413181                   | 1701086          | NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK) EUR      | 7E01710            |
| 413181                   | 1161270          | SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US | 7E01772            |
| 413181                   | 1161270          | SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US | 7E02668            |
| 413181                   | 1161270          | SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US | 7E04174            |
| 413181                   | 1161270          | SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US | 7F01780            |
| 413181                   | 1701086          | NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK) EUR      | 7G00166            |
| 413181                   | 1161270          | SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US | 7G04454            |
| 413181                   | 1161270          | SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US | 7K03820            |
| 413181                   | 1161270          | SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US | 7M03980            |
| 413181                   | 1701086          | NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK) EUR      | 7M03981            |
| 413181                   | 1161270          | SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US | 8B00893            |
| 413181                   | 1161270          | SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US | 8E03844            |



| <b>Proizvod Kodirati</b> | <b>Materijal</b> | <b>opis materijala</b>                   | <b>Broj serije</b> |
|--------------------------|------------------|--|--------------------|
| 413181                   | 1701086          | NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK) EUR      | 8G00927            |
| 413181                   | 1161270          | SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US | 8G00928            |
| 413181                   | 1161270          | SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US | 8H01558            |
| 413181                   | 1161270          | SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US | 8H03658            |
| 413181                   | 1161270          | SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US | 8H04303            |
| 413181                   | 1701086          | NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK) EUR      | 8H04356            |
| 413182                   | 1161271          | SURFIT NATURA WFR CVX 28/45MM (1X10PK)US | 7C05415            |
| 413182                   | 1161271          | SURFIT NATURA WFR CVX 28/45MM (1X10PK)US | 7D01141            |
| 413182                   | 1161271          | SURFIT NATURA WFR CVX 28/45MM (1X10PK)US | 7F03152            |
| 413182                   | 1701087          | NATURA WFR CVX 28/45MM (1X10PK) EUR      | 7F03155            |
| 413182                   | 1161271          | SURFIT NATURA WFR CVX 28/45MM (1X10PK)US | 7H04051            |
| 413182                   | 1701087          | NATURA WFR CVX 28/45MM (1X10PK) EUR      | 7L01044            |
| 413182                   | 1161271          | SURFIT NATURA WFR CVX 28/45MM (1X10PK)US | 7L06593            |
| 413182                   | 1701087          | NATURA WFR CVX 28/45MM (1X10PK) EUR      | 8B03860            |
| 413182                   | 1701087          | NATURA WFR CVX 28/45MM (1X10PK) EUR      | 8F01047            |
| 413182                   | 1161271          | SURFIT NATURA WFR CVX 28/45MM (1X10PK)US | 8F01050            |
| 413182                   | 1161271          | SURFIT NATURA WFR CVX 28/45MM (1X10PK)US | 8J00537            |
| 413183                   | 1161272          | SURFIT NATURA WFR CVX 32/45MM (1X10PK)US | 7B04470            |
| 413183                   | 1161272          | SURFIT NATURA WFR CVX 32/45MM (1X10PK)US | 7F01265            |
| 413183                   | 1161272          | SURFIT NATURA WFR CVX 32/45MM (1X10PK)US | 7H02188            |
| 413183                   | 1161272          | SURFIT NATURA WFR CVX 32/45MM (1X10PK)US | 8A02999            |
| 413183                   | 1161272          | SURFIT NATURA WFR CVX 32/45MM (1X10PK)US | 8B03435            |
| 413183                   | 1161272          | SURFIT NATURA WFR CVX 32/45MM (1X10PK)US | 8B05002            |
| 413183                   | 1161272          | SURFIT NATURA WFR CVX 32/45MM (1X10PK)US | 8C03533            |
| 413183                   | 1161272          | SURFIT NATURA WFR CVX 32/45MM (1X10PK)US | 8D05105            |
| 413183                   | 1161272          | SURFIT NATURA WFR CVX 32/45MM (1X10PK)US | 8F03646            |
| 413184                   | 1161273          | SURFIT NATURA WFR CVX 35/45MM (1X10PK)US | 7C05888            |
| 413184                   | 1161273          | SURFIT NATURA WFR CVX 35/45MM (1X10PK)US | 7C06118            |
| 413184                   | 1161273          | SURFIT NATURA WFR CVX 35/45MM (1X10PK)US | 7F01763            |
| 413184                   | 1701089          | NATURA WFR CVX 35/45MM (1X10PK) EUR      | 7J04970            |
| 413184                   | 1161273          | SURFIT NATURA WFR CVX 35/45MM (1X10PK)US | 7J05042            |
| 413184                   | 1161273          | SURFIT NATURA WFR CVX 35/45MM (1X10PK)US | 8G03497            |
| 413184                   | 1701089          | NATURA WFR CVX 35/45MM (1X10PK) EUR      | 8G03499            |
| 413185                   | 1161274          | SURFIT NATURA WFR CVX 38/57MM (1X10PK)US | 7C05891            |
| 413185                   | 1161274          | SURFIT NATURA WFR CVX 38/57MM (1X10PK)US | 7C06116            |
| 413185                   | 1161274          | SURFIT NATURA WFR CVX 38/57MM (1X10PK)US | 7D04719            |
| 413185                   | 1161274          | SURFIT NATURA WFR CVX 38/57MM (1X10PK)US | 7F05916            |
| 413185                   | 1701090          | NATURA WFR CVX 38/57MM (1X10PK) EUR      | 7H06314            |
| 413185                   | 1161274          | SURFIT NATURA WFR CVX 38/57MM (1X10PK)US | 7H06315            |

| <b>Proizvod Kodirati</b> | <b>Materijal</b> | <b>opis materijala</b>                   | <b>Broj serije</b> |
|--------------------------|------------------|--|--------------------|
| 413185                   | 1701090          | NATURA WFR CVX 38/57MM (1X10PK) EUR      | 7J04230            |
| 413185                   | 1161274          | SURFIT NATURA WFR CVX 38/57MM (1X10PK)US | 8A04962            |
| 413185                   | 1161274          | SURFIT NATURA WFR CVX 38/57MM (1X10PK)US | 8A06014            |
| 413185                   | 1161274          | SURFIT NATURA WFR CVX 38/57MM (1X10PK)US | 8C03676            |
| 413185                   | 1161274          | SURFIT NATURA WFR CVX 38/57MM (1X10PK)US | 8E01297            |
| 413185                   | 1161274          | SURFIT NATURA WFR CVX 38/57MM (1X10PK)US | 8F04684            |
| 413185                   | 1161274          | SURFIT NATURA WFR CVX 38/57MM (1X10PK)US | 8G02137            |
| 413186                   | 1161275          | SURFIT NATURA WFR CVX 41/57MM (1X10PK)US | 7F05917            |
| 413186                   | 1161275          | SURFIT NATURA WFR CVX 41/57MM (1X10PK)US | 8A01385            |
| 413186                   | 1161275          | SURFIT NATURA WFR CVX 41/57MM (1X10PK)US | 8D00499            |
| 413186                   | 1701091          | NATURA WFR CVX 41/57MM (1X10PK) EUR      | 8D05102            |
| 413186                   | 1161275          | SURFIT NATURA WFR CVX 41/57MM (1X10PK)US | 8D05103            |
| 413187                   | 1161276          | SURFIT NATURA WFR CVX 45/57MM (1X10PK)US | 7F00550            |
| 413187                   | 1161276          | SURFIT NATURA WFR CVX 45/57MM (1X10PK)US | 7H04926            |
| 413187                   | 1161276          | SURFIT NATURA WFR CVX 45/57MM (1X10PK)US | 7H05499            |
| 413187                   | 1701092          | NATURA WFR CVX 45/57MM (1X10PK) EUR      | 7M00470            |
| 413187                   | 1161276          | SURFIT NATURA WFR CVX 45/57MM (1X10PK)US | 7M00471            |
| 413187                   | 1161276          | SURFIT NATURA WFR CVX 45/57MM (1X10PK)US | 8B02277            |
| 413187                   | 1161276          | SURFIT NATURA WFR CVX 45/57MM (1X10PK)US | 8B03309            |
| 413187                   | 1161276          | SURFIT NATURA WFR CVX 45/57MM (1X10PK)US | 8D02868            |
| 413187                   | 1161276          | SURFIT NATURA WFR CVX 45/57MM (1X10PK)US | 8F01515            |
| 413187                   | 1161276          | SURFIT NATURA WFR CVX 45/57MM (1X10PK)US | 8J02475            |
| 413188                   | 1161277          | SURFIT NATURA WFR CVX 50/57MM (1X10PK)US | 7E02407            |
| 413188                   | 1161277          | SURFIT NATURA WFR CVX 50/57MM (1X10PK)US | 7G01362            |
| 413188                   | 1701093          | NATURA WFR CVX 50/57MM (1X10PK) EUR      | 7G01525            |
| 413188                   | 1161277          | SURFIT NATURA WFR CVX 50/57MM (1X10PK)US | 7J00631            |
| 413188                   | 1701093          | NATURA WFR CVX 50/57MM (1X10PK) EUR      | 7K07045            |
| 413188                   | 1161277          | SURFIT NATURA WFR CVX 50/57MM (1X10PK)US | 8B01726            |
| 413188                   | 1161277          | SURFIT NATURA WFR CVX 50/57MM (1X10PK)US | 8D00097            |
| 413188                   | 1161277          | SURFIT NATURA WFR CVX 50/57MM (1X10PK)US | 8H00324            |
| 413188                   | 1161277          | SURFIT NATURA WFR CVX 50/57MM (1X10PK)US | 8J00420            |
| 420233                   | 1701098          | NATURA WFR MLD CVX 13/45MM (1X5PK) EUR   | 7J04280            |
| 420233                   | 1701098          | NATURA WFR MLD CVX 13/45MM (1X5PK) EUR   | 7J06070            |
| 420233                   | 1701098          | NATURA WFR MLD CVX 13/45MM (1X5PK) EUR   | 7M03041            |
| 420233                   | 1701098          | NATURA WFR MLD CVX 13/45MM (1X5PK) EUR   | 8C04758            |
| 420233                   | 1701098          | NATURA WFR MLD CVX 13/45MM (1X5PK) EUR   | 8E03322            |
| 420233                   | 1701098          | NATURA WFR MLD CVX 13/45MM (1X5PK) EUR   | 8E05050            |
| 420234                   | 1701099          | NATURA WFR MLD CVX 22/45MM (1X5PK) EUR   | 7F01770            |
| 420234                   | 1701099          | NATURA WFR MLD CVX 22/45MM (1X5PK) EUR   | 7G03384            |

| <b>Proizvod Kodirati</b> | <b>Materijal</b> | <b>opis materijala</b>                 | <b>Broj serije</b> |
|--------------------------|------------------|--|--------------------|
| 420234                   | 1701099          | NATURA WFR MLD CVX 22/45MM (1X5PK) EUR | 7G04437            |
| 420234                   | 1701099          | NATURA WFR MLD CVX 22/45MM (1X5PK) EUR | 7K00529            |
| 420234                   | 1701099          | NATURA WFR MLD CVX 22/45MM (1X5PK) EUR | 7L00137            |
| 420234                   | 1701099          | NATURA WFR MLD CVX 22/45MM (1X5PK) EUR | 7M01882            |
| 420235                   | 1701100          | NATURA WFR MLD CVX 33/57MM (1X5PK) EUR | 7F00002            |
| 420235                   | 1701100          | NATURA WFR MLD CVX 33/57MM (1X5PK) EUR | 7F05063            |
| 420235                   | 1701100          | NATURA WFR MLD CVX 33/57MM (1X5PK) EUR | 7J02080            |
| 420235                   | 1701100          | NATURA WFR MLD CVX 33/57MM (1X5PK) EUR | 7K02855            |
| 420235                   | 1701100          | NATURA WFR MLD CVX 33/57MM (1X5PK) EUR | 7L04696            |
| 420235                   | 1701100          | NATURA WFR MLD CVX 33/57MM (1X5PK) EUR | 7M03433            |
| 420235                   | 1701100          | NATURA WFR MLD CVX 33/57MM (1X5PK) EUR | 8A00739            |
| 420235                   | 1701100          | NATURA WFR MLD CVX 33/57MM (1X5PK) EUR | 8B04155            |
| 420235                   | 1701100          | NATURA WFR MLD CVX 33/57MM (1X5PK) EUR | 8C00709            |
| 420235                   | 1701100          | NATURA WFR MLD CVX 33/57MM (1X5PK) EUR | 8D02104            |
| 420235                   | 1701100          | NATURA WFR MLD CVX 33/57MM (1X5PK) EUR | 8D05073            |
| 420235                   | 1701100          | NATURA WFR MLD CVX 33/57MM (1X5PK) EUR | 8F03632            |
| 420235                   | 1701100          | NATURA WFR MLD CVX 33/57MM (1X5PK) EUR | 8G03297            |
| 420235                   | 1701100          | NATURA WFR MLD CVX 33/57MM (1X5PK) EUR | 8J00971            |