

HITNA SIGURNOSNA OBAVIJEST

Polukompresibilni balonski dilatacijski kateteri za brzu izmjenu Euphora™ i Solarice™

Povlačenje određenih brojeva modela i serija iz prodaje

rujan 2019.

Oznaka Medtronic: FA886

Poštovani upravitelji rizika ili zdravstveni radnici,

ovim vas pismom želimo obavijestiti da Medtronic dobrovoljno povlači određenu podskupinu polukompresibilnih balonskih dilatacijskih katetera za brzu izmjenu Euphora™ and Solarice™ proizvedenih u razdoblju od 27. veljače 2019. do 31. srpnja 2019. Potencijalno sporni kateteri distribuirani su širom svijeta s različitim brojevima modela i serija (pogledajte Prilog 1). Taj se problem ne odnosi na nekompresibilne balonske dilatacijske katetere za brzu izmjenu NC Euphora™ i Solarice™ tvrtke Medtronic i druge proizvode tvrtke Medtronic.

Tvrtka Medtronic utvrdila je da neki kateteri imaju stilet neznatno većeg promjera, što uzrokuje poteškoće pri uklanjanju. U slučaju da dođe do poteškoća pri uklanjanju stileta, postoji mogućnost oštećenja balona ili katetera zbog prevelike primjene sile, a to može dovesti do poteškoća s napuhavanjem ili ispuhivanjem balona. Potencijalni rizici povezani s poteškoćama pri napuhavanju ili ispuhivanju balona uključuju produljeno vrijeme postupka i potrebnu dodatnu intervenciju. Osim toga, poteškoće pri napuhavanju ili ispuhivanju ili oštećenje katetera tijekom proceduralne upotrebe može dovesti do ozljede krvne žile.

Do 19. kolovoza 2019. tvrtka Medtronic primila je pritužbe klijenata u vezi s poteškoćama pri uklanjanju stileta, koje predstavljaju 0,012 % prodanih spornih proizvoda. Tvrtka Medtronic zaprimila je jednu (1) prijavu o ozljedama povezanim s tim problemom.

Budući da se potencijalna poteškoća s napuhavanjem/ispuhavanjem pojavljuje tijekom upotrebe proizvoda, nema dodatne radnje u vezi s ovim povlačenjem za bolesnike koji su prethodno liječeni potencijalno spornim proizvodom. Te je bolesnike potrebno dalje nadzirati u skladu s vašom standardnom praksom.

Upute za klijente:

Prema evidenciji tvrtke Medtronic vaša je ustanova primila jednu ili više spornih serija polukompresibilnih katetera Euphora i Solarice. Stoga tvrtka Medtronic zahtijeva da odmah poduzmete sljedeće radnje:

1. identificirajte i stavite u karantenu sve neupotrijebljene sporne proizvode iz svojih zaliha
2. vratite tvrtki Medtronic sve neupotrijebljene sporne proizvode iz svojih zaliha. Lokalni predstavnik tvrtke Medtronic može vam pomoći da vratite taj proizvod i da utvrdite koji bi bili odgovarajući zamjenski proizvodi.

Ovu obavijest potrebno je prosljediti svima onima koji moraju biti upoznati s njom u vašoj ili u bilo kojoj drugoj organizaciji u koju je isporučen sporni proizvod. Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) obaviještena je o ovoj radnji.

Ispričavamo se zbog mogućih neugodnosti. Sigurnost bolesnika iznimno nam je važna, stoga cijenimo vašu brzu reakciju u vezi s ovim slučajem. Ako imate kakvih pitanja u vezi s ovim priopćenjem, obratite se lokalnom predstavniku tvrtke Medtronic gđi. Meliti Pilić na e-mail: melita.pilic@medtronic.com, ili na Medtronic Adriatic doo, Folnegovićeve 1c, 10000 Zagreb, Hrvatska.

Srdačan pozdrav,



Andrei Sebastian Baleanu
BU Manager CRDN Cluster South
Medtronic Adriatic d.o.o.

MEDTRONIC ADRIATIC d.o.o.
Folnegovićeve 1c
10000 ZAGREB 2

U prilogu: Prilog 1: Brojevi modela i informacije o seriji za sporne proizvode

Prilog 1: Brojevi modela i informacije o seriji za sporne proizvode

Razdoblje proizvodnje serije: od 27. veljače do 31. srpnja 2019.

Razdoblje isteka valjanosti serije: od 26. veljače 2021. do 30. srpnja 2021.

Brojevi modela i informacije o seriji za sporne proizvode Euphora

Brojevi modela polukompresibilnih balonskih dilatacijskih katetera za brzu izmjenu Euphora	
Model	Brojevi serija
EUP1506X	217291131, 217473721, 217473914, 217506615, 217576082, 217876349
EUP1510X	217262907, 217396792, 217451079, 217473910, 217473911, 217518609, 217630776, 217704793, 217704794, 217803293, 217817346, 217939845, 217960062
EUP1512X	217282165, 217291003, 217396342, 217451080, 217584296, 217728406, 217803295, 217817347, 217876348
EUP1515X	217216700, 217216702, 217270937, 217291129, 217291133, 217387047, 217396791, 217451566, 217518610, 217518611, 217584297, 217601078, 217630784, 217728244, 217775695, 217777586, 217791230, 217960063
EUP1520X	217270929, 217270933, 217339009, 217370779, 217387049, 217427611, 217444053, 217480193, 217506621, 217518608, 217518614, 217577127, 217682939, 217775696
EUP2006X	217473906, 217506617, 217601073, 217616434, 217682942, 217721594
EUP2010X	217506623, 217542638, 217557954, 217584304, 217602587, 217616444, 217682944, 217728410, 217891539
EUP2012X	217225194, 217246462, 217270930, 217282164, 217291005, 217339010, 217339011, 217379610, 217379612, 217387051, 217387053, 217451567, 217557965, 217584406, 217602590, 217630783, 217704795, 217713408, 217728243, 217728408, 217729333, 217799312, 217832637, 217922811, 217940331, 217940334
EUP2015X	217370780, 217396344, 217473724, 217473913, 217480203, 217527338, 217527339, 217558106, 217577128, 217584305, 217601083, 217616442, 217630780, 217682938, 217704798, 217728242, 217729332, 217742357, 217762424, 217775697, 217786014, 217876353, 217884478, 217905104, 217913833
EUP2020X	217216701, 217225191, 217246460, 217246463, 217262442, 217262443, 217270932, 217270934, 217282826, 217282828, 217291002, 217291135, 217385682, 217444057, 217451078, 217473723, 217473916, 217480199, 217506622, 217527334, 217542637, 217557950, 217576083, 217584293, 217601079, 217602592, 217616447, 217630781, 217682943, 217683711, 217741585, 217742358, 217742360, 217777590, 217876356, 217905926, 217932681, 217960064
EUP2025X	217584408, 217601077, 217832632
EUP2030X	217370772, 217473907, 217518612, 217682945, 217775705, 217824429, 217932675
EUP22506X	217473720, 217535800, 217832634, 217876347
EUP22510X	217370782, 217713407, 217775701
EUP22512X	217480196, 217535801, 217704797, 217884481
EUP22515X	217396793, 217584301, 217601075, 217704796, 217742355, 217791228, 217884480
EUP22520X	217370778, 217601084, 217713406
EUP22525X	217535799, 217799308, 217876346
EUP2506X	217370777
EUP2510X	217262906, 217262910, 217282160, 217291001, 217444060, 217451568, 217602586, 217616437, 217630777, 217721598, 217765233, 217940329
EUP2512X	217225193, 217253645, 217282161, 217291126, 217385685, 217396345, 217444058, 217444065, 217451083, 217451570, 217473912, 217480327, 217584298, 217601081, 217616449, 217630782, 217762421, 217765228, 217791227, 217791233, 217803297, 217832636, 217876355, 217891540
EUP2515X	217253667, 217262908, 217270931, 217282163, 217291004, 217291130, 217379611, 217385683, 217396794, 217444059, 217451081, 217473725, 217473908, 217480204, 217480205, 217499989, 217499990, 217557957, 217576085, 217584295, 217601080, 217602589, 217616452, 217713409, 217721600, 217765227, 217765232, 217768796, 217775700, 217786013, 217824430, 217905105, 217913827, 217922819, 217922821, 217940339
EUP2520X	217225192, 217253644, 217253669, 217262909, 217262911, 217270936, 217270938, 217282827, 217291128, 217291136, 217385684, 217396796, 217444061, 217451084, 217473909, 217602588, 217602591, 217616454, 217713123, 217762422, 217762423, 217763785, 217765231, 217775788, 217786011, 217799314, 217832638, 217851624, 217940330
EUP2525X	217473722, 217584292, 217721597, 217832635, 217932684
EUP2530X	217480194, 217480329, 217499987, 217884479
EUP27506X	217253668, 217339008
EUP27510X	217253643, 217396340, 217630775, 217799310, 217913830
EUP27512X	217557961, 217940337
EUP27515X	217270928, 217270935, 217387046, 217427612, 217630778, 217713124, 217786015, 217851678
EUP27520X	217396343, 217480192, 217535797, 217775791
EUP27525X	217370775, 217535804, 217911684
EUP3006X	217396786
EUP3010X	217370773, 217480195, 217518607, 217584299, 217775703
EUP3012X	217246461, 217262444, 217291132, 217339012, 217387052, 217444063, 217584410, 217764524, 217775789, 217922813
EUP3015X	217253666, 217253671, 217282162, 217291127, 217291134, 217387050, 217451085, 217480326, 217713122, 217762420, 217765226, 217803294, 217803296, 217842276, 217913826, 217922820, 217940338, 217962032
EUP3020X	217282829, 217396795, 217427610, 217444055, 217451077, 217480201, 217499988, 217527336, 217527340, 217557960, 217584302, 217721595, 217775702, 217775787, 217817352
EUP3025X	217261363, 217396789, 217817350, 217940326
EUP3030X	217480200, 217506613, 217765229, 217832639
EUP32510X	218033199
EUP32512X	217396788

EUP32515X	217396339, 217506614, 217849836, 217891538
EUP32520X	217535798, 217584291, 217682936
EUP3506X	217506620
EUP3510X	217557953, 217683707
EUP3512X	217480198, 217480202, 217536446, 217576084, 217616439, 217922816
EUP3515X	217396797, 217480197, 217480328, 217557958, 217558107, 217601085, 217728245, 217743066, 217891541
EUP3520X	217246464, 217246465, 217387048, 217427609, 217444062, 217451569, 217506625, 217518613, 217518615, 217791229, 217842274, 217851676, 217980581
EUP3525X	217370774, 217506624
EUP3530X	217370771, 217601076, 217728407, 217799309
EUP37506X	217601074
EUP37512X	217370781
EUP37515X	217851674
EUP4006X	217396787, 217932678
EUP4010X	217396341, 217444056, 217444066
EUP4012X	217370776, 217535803, 217584409, 217775698, 217922815
EUP4015X	217261364, 217444054, 217557955, 217584407, 217683709, 217775704, 217922817
EUP4020X	217225190, 217396790, 217535796, 217940335
EUP4030X	217584300, 217765230

Brojevi modela i informacije o seriji za sporne proizvode Solarice

Brojevi modela polukompresibilnih balonskih dilatacijskih katetera za brzu izmjenu Euphora	
Model	Brojevi serija
SLC1506X	217427355
SLC1510X	217253572, 217298666, 217387126, 217427354, 217487816
SLC1512X	217218112, 217253582, 217387128, 217487818, 217542634, 217859789
SLC1515X	217246455, 217253577, 217306789, 217415822, 217427365, 217823443, 217859165, 217940024
SLC1520X	217253580, 217306787, 217427359, 217542633, 217646425, 217668582, 217799249, 217859164
SLC2006X	217435326, 217913786
SLC2010X	217253573, 217297545, 217387127, 217427356, 217646867, 217668585, 217676631, 217905820
SLC2012X	217253578, 217298670, 217306788, 217415824, 217434925, 217602539, 217668687, 217799250, 217859791, 217940066
SLC2015X	217218115, 217253574, 217271254, 217298669, 217306223, 217404046, 217418812, 217418907, 217427706, 217435327, 217498815, 217615647, 217646871, 217668584, 217713076, 217721607, 217777612, 217799251, 217884509, 217913790
SLC2020X	217218110, 217246457, 217253575, 217271253, 217298667, 217306220, 217387130, 217404047, 217418908, 217487822, 217498821, 217676628, 217713075, 217727927, 217799252, 217850364, 217905822
SLC2025X	217271251, 217542635, 217905821
SLC2030X	217218119, 217427363, 217602538, 217704778, 217777614
SLC22510X	217487815, 217646423
SLC22515X	217427362, 217646422
SLC22520X	217721606, 217913787
SLC22525X	217415820, 218025488
SLC2506X	217823441
SLC2510X	217218122, 217401003, 217427357, 217693881, 217913792, 218034774
SLC2512X	217271257, 217306225, 217415825, 217434924, 217498822, 217606584, 217695006, 217859787, 217913793
SLC2515X	217253581, 217306786, 217401005, 217418813, 217418906, 217427709, 217487819, 217498813, 217542636, 217602540, 217646866, 217693884, 217859788, 217905823, 218045287
SLC2520X	217271256, 217387129, 217404048, 217418909, 217434922, 217487821, 217498819, 217542632, 217646868, 217695009, 217859162, 217913794
SLC2525X	217218108, 217675585
SLC2530X	217246456, 217434923, 217498814, 217615649, 217704782, 217777613
SLC27512X	217427360, 217602535, 217695007, 217850362
SLC27515X	217542631, 217602534, 217646421, 217713071, 217799248
SLC27520X	217298668, 217387131, 217704783, 217832948
SLC3010X	217271255, 217693880, 217850363
SLC3012X	217306224, 217415821, 217498812, 217646869, 217704781, 217850360
SLC3015X	217246458, 217253579, 217306790, 217418910, 217498816, 217615646, 217693885, 217832949, 217913791
SLC3020X	217253571, 217297544, 217306222, 217401004, 217498818, 217646872, 217695008, 217859163
SLC3025X	217306221, 217487817
SLC3030X	217218124, 217427708, 217602537, 217850358
SLC3506X	217246454, 217713072
SLC3510X	217668583

Medtronic

SLC3512X	217913789
SLC3515X	217271252, 217415823, 217498817, 217668580, 217913788
SLC3520X	217646424, 217676626, 217832947, 217850361
SLC3530X	217940068
SLC4010X	217246459
SLC4012X	217668581, 217905819
SLC4015X	217498820, 217615648, 217859790
SLC4020X	217427353, 217487820, 217606585
SLC4025X	217823440
SLC4030X	217823444